



Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum - Informacije o izdelku

Opis izdelka

Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum vsebuje 0,9 % sterilno raztopino natrijevega klorida, ki ustreza naravni slano-soli oči. Ta izotonična raztopina je primerna za izpiranje oči takoj po nesreči. Ergonomsko oblikovan pokrov plastenke omogoča izpiranje oči z enakomernim in nežnim brizgom tekočine za izpiranje. Med izpiranjem oči nežno stisnite plastenko! Posebej oblikovana plastenka DUO omogoča istočasno izpiranje obeh oči. Naša sredstva za izpiranje oči so klasificirana kot medicinski pripomočki v skladu z Direktivo EU 92/42/EGS. Varnostni list izdelka lahko prenesete z naše spletne strani.



Kdaj uporabiti sredstvo za izpiranje oči Plum?

Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum je primerno za odstranjevanje tujkov in umazanije iz oči (npr. prahu, umazanije, kovinskih ostružkov, lesa itn.), in celo za izpiranje nekaterih kemikalij, kot so olja ali topila. V primeru nesreče je treba takoj začeti z izpiranjem oči in na ta način preprečiti, da tujek ostane v očesu, kar lahko povzroči trajne poškodbe. V primeru poškodbe oči, povzročene s kislino ali lugom, priporočamo naše sredstvo za izpiranje oči Ph Neutral. pH Neutral je 4,9 % fosfatni pufer za nevtraliziranje kislin in lugov. Po uporabi sredstva Ph Neutral izpiranje nadaljujte s sredstvom za hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika! **POMEMBNO! V primeru poškodbe oči vedno poiščite zdravniško pomoč!**



Načrt prve pomoči v primeru poškodbe oči

SNOV	SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI	NADALJUJTE Z IZPIRANJEM	ČAS IZPIRANJA
Tujki (prah, umazanija, saje, kovinski ostružki in les)	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Izpirajte oko do popolne odstranitve tujka.
Kemikalije s kislno vrednostjo pH	pH Neutral	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Izpirajte pribl. dve minuti s sredstvom pH Neutral (dokler plastenka ni prazna) ter nadaljujte izpiranje s sredstvom za hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika.
Kemikalije z bazično vrednostjo pH	pH Neutral	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Izpirajte pribl. dve minuti s sredstvom pH Neutral (dokler plastenka ni prazna) ter nadaljujte izpiranje s sredstvom za hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika.
Druge poškodbe (npr. olja, topila)	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Izpirajte oko do popolne odstranitve umazanije ali dokler ne pridete do zdravnika.
Poškodbe kože (kisline, lugi ali druge kemikalije)	pH Neutral	Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum	Izpirajte poškodovano področje kože s sredstvom pH Neutral pribl. dve minuti (dokler plastenka ni prazna) ter nadaljujte izpiranje s sredstvom za hitro izpiranje Plum, dokler bolečina ne izgine ali ne pridete do zdravnika.

Na našem načrtu prve pomoči je prikazan potek izpiranja oči v primeru različnih poškodb.

Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum – Informacije o izdelku



Prednosti sredstva za izpiranje oči:

- Visoka stopnja funkcionalnosti: platenke so izdelane v skladu s kvalifikacijo DIN EN 15154-4.
- Prilagodljive rešitve: platenke so na voljo v različnih velikostih, uporabljajo se lahko tudi na mobilnih delovnih postajah ali celo namestijo na steno znotraj postaje za izpiranje oči.
- Široka uporaba (npr. v industriji, v laboratorijih, kot del škatle prve pomoči, mobilna uporaba v vozilih itn.).
- Enostavna uporaba – poškodovana oseba lahko začne z izpiranjem brez pomoči druge osebe.
- Rok uporabe izdelka v zaprti embalaži je 3 leta.
- Platenke ne potrebujejo vzdrževanja ali zamenjave tekočine.

Kako uporabljati sredstvo za izpiranje oči Plum?



Vzemite platenko iz postaje.



Obrnite pokrov v smeri puščice do zloma varnostnega obroča.



Glavo nagnite nazaj in začnite z izpiranjem.



Med izpiranjem se lahko nagnete tudi naprej, da bodo na ta način vaša oblačila ostala suha.

Navodila za uporabo

Izdelek je namenjen enkratni uporabi! Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe (datum uporabe je naveden na etiketi)! Pomembno je, da varnostni obroč na pokrovu ostane nepoškodovan, saj je edino na ta način mogoče zagotoviti sterilno izpiranje. Ne uporabljajte izdelka, če je obroč že poškodovan, saj obstaja nevarnost okužbe!

Pakiranja

Vsebina	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml DUO	1000 ml DUO
Številka izdelka	4691	4604	4707	4861	4800
Čas izpiranja	pribl. 2 minuti	pribl. 5 minut	pribl. 10 minut	pribl. 2 minuti na oko	pribl. 5 minut na oko
Velikost	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm