



## Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju - Informacije o proizvodu

### Opis proizvoda

Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju sadrži 0,9%-tnu sterilnu otopinu natrijevog klorida koja odgovara prirodnoj slanosti očne vode. Ova izotonična otopina je pogodna za ispiranje očiju odmah nakon nezgode. Ergonomski oblikovani poklopac bočice omogućuje ispiranje očiju ravnomjernim i blagim mlazom tekućine za ispiranje. Pri likom ispiranja očiju lagano stisnite bočicu! Specijalno oblikovana DUO bočica omogućuje istovremeno ispiranje oba oka. Naša sredstva za ispiranje očiju klasificirana su kao medicinska sredstva prema direktivi EU 92/42/EEC. Sigurnosti list proizvoda možete preuzeti s naše web stranice.



### Kada upotrijebiti Plum sredstva za ispiranje očiju?

Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju pogodno je za uklanjanje stranih tijela i nečistoća iz očiju (npr. prašine, prljavštine, metalne krhotine metala, drveta itd.), pa čak i za ispiranje pojedinih kemikalija, kao što su ulja ili otapala. U slučaju nezgode treba odmah započeti ispiranje očiju, kako bi se spriječilo da strani predmet ostane u oku, uzrokujući trajna oštećenja. U slučaju ozljede očiju uzrokovane kiselinom ili lužinom preporučujemo naše sredstvo za ispiranje očiju pH Neutral. pH Neutral je 4,9%-tni fosfatni pufer za neutraliziranje kiselina i lužina. Nakon korištenja pH Neutrala nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju sve dok ne dođete do liječnika! **VAŽNO! U slučaju ozljede očiju uvijek se obratite liječniku!**



## Plan prve pomoći u slučaju očnih ozljeda

| TVAR                                                                              | SREDSTVO<br>ZA ISPIRANJE OČIJU            | NASTAVITE<br>ISPIRANJE                    | TRAJANJE<br>ISPIRANJA                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strane tvari</b><br>(prašina, prljavština, garež,<br>krhotine metala i drveta) | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Ispirajte oko<br>do potpunog uklanjanja strane tvari.                                                                                                                                                            |
| <b>Kemikalije s kiselom<br/>pH vrijednošću</b>                                    | pH Neutral                                | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Ispirajte oko dva minuta pH Neutralom (sve dok se boca ne<br>isprazni), te nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno<br>ispiranje očiju dok ne dođete do liječnika.                                            |
| <b>Kemikalije s lužnatom<br/>pH vrijednošću</b>                                   | pH Neutral                                | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Ispirajte oko pH Neutralom dva minuta (sve dok se boca<br>ne isprazni), te nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno<br>ispiranje očiju dok ne dođete do liječnika.                                            |
| <b>Druga oštećenja</b><br>(npr. ulja, otapala)                                    | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Ispirajte oko do potpunog uklanjanja nečistoće ili dok ne<br>dođete do liječnika.                                                                                                                                |
| <b>Ozljede kože</b><br>(kiseline, lužine ili druge kemikalije)                    | pH Neutral                                | Plum sredstvo<br>za hitno ispiranje očiju | Ispirajte oštećeno područje kože pH Neutralom dva minuta<br>(sve dok se boca ne isprazni), te nastavite ispiranje Plum<br>tekućinom za hitno ispiranje očiju dok ne prođe bol ili dok<br>ne dođete do liječnika. |

Iz našeg plana prve pomoći možete saznati, kako treba ispirati oči u slučajevima raznih ozljeda.

# Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju – Informacije o proizvodu



## Prednosti sredstva za ispiranje očiju:

- Visoka razina funkcionalnosti: bočice su proizvedene u skladu s kvalifikacijom prema DIN EN 15154-4.
- Fleksibilna rješenja: bočice su dostupne u različitim veličinama, mogu se primijeniti i na mobilnim radnim stanicama, ili čak montirati na zid u sklopu stanice za ispiranje očiju.
- Opsežna uporaba (npr. u industrijskom sektoru, u laboratorijima, kao dio kompleta prve pomoći, mobilna uporaba u vozilima, itd.).
- Jednostavno za korištenje - ozlijeđena osoba može započeti ispiranje bez pomoći druge osobe.
- Rok trajanja proizvoda u neotvorenom stanju je 3 godine.
- Bočice ne zahtijevaju održavanje, niti izmjenu tekućine.

## Kako koristiti Plum sredstvo za ispiranje očiju?



Izvadite bočicu iz stanice.



Okrenite poklopac u smjeru strelice do loma sigurnosnog prstena.



Nagnite glavu prema nazad i počnite s ispiranjem.



Prilikom ispiranja možete se nagnuti i prema naprijed, na taj način će vaša odjeća ostati suha.

## Upute za uporabu

Proizvod je namijenjen za jednokratnu uporabu! Ne koristite proizvod nakon isteka roka valjanosti (datum isteka nalazi se na etiketi)! Važno je da sigurnosni prsten na poklopcu bude neoštećen, jer se jedino na taj način može osigurati sterilno ispiranje. Ne koristite proizvod, ako je prsten već oštećen, jer postoji opasnost od infekcije!

## Pakiranja

| Sadržaj            | 200 ml        | 500 ml        | 1000 ml       | 500 ml DUO          | 1000 ml DUO         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Broj artikla       | 4691          | 4604          | 4707          | 4861                | 4800                |
| Trajanje ispiranja | oko 2 minuta  | oko 5 minuta  | oko 10 minuta | oko 2 minuta po oku | oko 5 minuta po oku |
| Veličina           | 165 x ø 55 mm | 220 x ø 75 mm | 270 x ø 85 mm | 220 x ø 75 mm       | 270 x ø 85 mm       |