



## Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju - Informacije o proizvodu

### Prednosti proizvoda:

Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju sadrži sterilan rastvor natrijum hlorida 0,9% koji odgovara prirodnoj slanosti očne vode. Ovaj izotonični rastvor je pogodan za ispiranje očiju odmah nakon nezgode. Ergonomski oblikovan poklopac bočice omogućava ispiranje očiju ravnomernim i blagim mlazom tečnosti za ispiranje. Prilikom ispiranja očiju lagano stisnite bočicu! Specijalno oblikovana DUO bočica omogućava istovremeno ispiranje oba oka. Naša sredstva za ispiranje očiju klasifikovana su kao medicinska sredstva prema direktivi EU 92/42/EEC. Sigurnosti list proizvoda možete preuzeti sa naše web stranice.



### Kada upotrebiti Plum sredstva za ispiranje očiju?

Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju pogodno je za uklanjanje stranih tela i nečistoća iz očiju (npr. prašine, prljavštine, krhotine metala, drveta itd.), pa čak i za ispiranje pojedinih hemikalija kao što su ulja ili rastvarači. U slučaju nezgode treba odmah započeti ispiranje očiju, kako bi se sprečilo da strani predmet ostane u oku, uzrokujući trajna oštećenja. U slučaju povrede očiju uzrokovane kiselinom ili bazom, preporučujemo naše sredstvo za ispiranje očiju pH Neutral. pH Neutral je 4,9%-tni fosfatni pufer za neutralisanje kiselina i baza. Nakon korišćenja pH Neutrala nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju sve dok ne dođete do lekara! **VAŽNO! U slučaju povrede očiju uvek se obratite lekaru!**



## Plan prve pomoći u slučaju očnih povreda

MATERIJA	PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU	NASTAVITE ISPIRANJE	TRAJANJE ISPIRANJA
Strane materije (prašina, prljavština, čađ, krhotine metala i drveta)	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Ispirajte oko do potpunog uklanjanja strane materije.
Hemikalije sa kiselom pH vrednošću	pH Neutral	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Ispirajte oko dva minuta pH Neutralom (sve dok se boca ne isprazni), te nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju dok ne dođete do lekara.
Hemikalije sa baznom pH vrednošću	pH Neutral	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Ispirajte oko pH Neutralom dva minuta (sve dok se boca ne isprazni), te nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju dok ne dođete do lekara.
Druga oštećenja (npr. ulja, rastvarači)	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Ispirajte oko do potpunog uklanjanja nečistoće ili dok ne dođete do lekara.
Povrede kože (kiselina, baza ili druge hemikalije)	pH Neutral	Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju	Ispirajte oštećeno područje kože pH Neutralom dva minuta (sve dok se boca ne isprazni), te nastavite ispiranje Plum tečnošću za hitno ispiranje očiju dok ne prođe bol ili dok ne dođete do lekara.

Iz našeg plana za prvu pomoć možete saznati, kako da ispirate oči u slučajevima raznih povreda.

# Plum sredstvo za hitno ispiranje očiju – Informacije o proizvodu



## Prednosti sredstva za ispiranje očiju:

- Visok nivo funkcionalnosti: boce su proizvedene u skladu sa kvalifikacijom prema DIN EN 15154-4.
- Fleksibilna rešenja: bočice su dostupne u različitim veličinama, mogu se primeniti i na mobilnim radnim stanicama, ili čak montirati na zid u sklopu stanice za ispiranje očiju.
- Široka upotreba (npr. u industrijskom sektoru, u laboratorijama, kao deo kompleta prve pomoći, mobilna upotreba u vozilima, itd.).
- Jednostavno za korišćenje - povređena osoba može započeti ispiranje bez pomoći druge osobe.
- Rok trajanja proizvoda u neotvorenom stanju je 3 godine.
- Bočice ne zahtevaju održavanje, niti izmenu tečnosti.

## Kako koristiti Plum sredstvo za ispiranje očiju?



Izvadite bočicu iz stanice.



Okrenite poklopac u smeru strelice do loma sigurnosnog prstena.



Nagnite glavu prema nazad i počnite sa ispiranjem.



Prilikom ispiranja možete se nagnuti i prema napred, na taj način će vaša odeća ostati suva.

## Uputstva za upotrebu

Proizvod je namenjen za jednokratnu upotrebu! Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe (datum isteka nalazi se na etiketi)! Važno je da sigurnosni prsten na poklopcu bude neoštećen, jer se jedino na taj način može obezbediti sterilno ispiranje. Ne koristite proizvod, ako je prsten već oštećen, jer postoji opasnost od infekcije!

## Pakovanja

Sadržaj stanice	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml DUO	1000 ml DUO
Broj artikla	4691	4604	4707	4861	4800
Trajanje ispiranja	oko 2 minuta	oko 5 minuta	oko 10 minuta	oko 2 minuta po oku	oko 5 minuta po oku
Veličina	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm