



ÚJDONSÁG!
PLUM DUO SZEMKIMOSÓ!

A gyors segítséggel 2 szemet menthetsz meg!

Mostantól nem kérdés,
hogymelyik szemedet
mentsd meg!



Duo szemkimosó!

- mobil szemkimosó megoldás
egyszerre mindkét szemre!

plum

Duo szemkimosó megoldások

A legtöbb szembaleset mindkét szemet érinti. Por, piszok, vegyszerek és más veszélyes anyagok kerülhetnek a szemeidbe és pillanatok alatt súlyos szembalesetet okozhatnak!

Az új Plum Duo szemkimosók újraértelmezik a mobil elsősegély szemkimosók fogalmát, azzal, hogy egyidőben mindkét szemet kiöblíthetjük vele - így kevesebb időt veszítve. Ezért a Duo szemkimosóval tökéletesen kiválthatod a meglévő szemkimosódat, így akár felére csökkentve a szemeket ért idegen anyagok roncsolási idejét. A Duo szemkimosó folyamatos öblítést biztosít mindkét szem számára, amikor az idegen anyagot vagy vegyszert mosod ki a szemedből. A flakonok tetején található ergonomikusan kialakított fejek biztosítják, hogy mindkét szem nyitva legyen a szemöblítés egész ideje alatt.



Az üvegek és állomások különböző variációkban megtalálhatók, így minden munkahelyhez kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb megoldást.



**1000 ml
Plum DUO szemkimosó**

Steril 0,9% NaCl oldat. A szembe került idegen anyagok kiöblítésére (por, szikra, faporgács stb). Egyszerre mindkét szem öblítésére alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS utántöltéséhez is alkalmas.

Minőségét megőrzi: 3 évig
Öblítési idő: kb. 5 perc.
Cikkszám: 4824
Kiszerezés: 6 darab



**500 ml
pH Neutral DUO**

Steril 4,9 % foszfátpuffer. A legtöbb sav és lúg semlegesítésére alkalmas. Egyszerre mindkét szem öblítésére alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS utántöltéséhez is alkalmas.


Minőségét megőrzi: 3 évig
Öblítési idő: kb. 5 perc.
Cikkszám: 4821
Kiszerezés: 6 darab



**Plum Combibox Duo
SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS**

Falra szerelhető szemkimosó állomás piktogrammal és tűkörrel, amely védi a flakonokat a portól. Kifejezetten alkalmas poros munkahelyeken, ahol felmerülhet a savas vagy lúgos szembalesetek veszélye.
Tartalma: 1 x 500 ml pH Neutral DUO és 1 x 1000 ml Plum DUO SZEMKIMOSÓ

Cikkszám: 4825
Kiszerezés: 1 darab



FONTOS: Öblítsd a szemeidet pH Neutra-al a flakon kiürüléséig. Folytasd az öblítést a normál szemkimosóval, az orvoshoz érkezésig!