

# PRVÁ POMOC



PRE BEZPEČNÉ  
PRACOVISKÁ

Očné sprchy  
Náplaste  
Stanice prvej pomoci

plum

# Optimálna bezpečnosť Spoľahlivá prvá pomoc

Pre efektívnu prevádzku Vašej firmy a zamestnancov môžete riešeniami prvej pomoci PLUM znížiť negatívne účinky pracovných úrazov na minimum.



Denne sa stávajú menšie či väčšie nehody. Dôležité je, aby prvá pomoc bola rýchla, okamžitá a odborná. Vďaka širokej ponuke našich výrobkov Vám vieme zabezpečiť, aby Vaši zamestnanci vedeli ošetriť menšie porezania, rany a úrazy očí – a to všetko hygienicky a bezpečne. Naše stanice prvej pomoci zaručujú, že pomoc bude vždy poruke aj pri menších úrazoch.

## RIEŠENIA PRISPÔSOBENÉ NÁROKOM VÁŠHO PRACOVISKA

Ponúkame široký výber produktov prvej pomoci, ako napríklad očné sprchy, náplaste, utierky na vyčistenie rany a podobne ... Môžete si jednoducho vybrať výrobky, ktoré potrebujete na pracovisku. Pracujete v kancelárii? V laboratóriu s chemikáliami? V podniku spracujúcom potraviny? Alebo v autoservise? Výrobky PLUM nájdu uplatnenie v každom pracovnom prostredí.

## „ TAKMER STRATIL SVOJ ZRAK KVÔLI UVOLNENEJ HADICI ...

Podnik Hanstholm Fiskemelsfabrik disponuje pokročilou výrobnou jednotkou, ale pred niekoľkými rokmi bol podnik vybavený iba všeobecnou očnou sprchou. Jeden zo zamestnancov za to zaplatil vysokú cenu: keď sa hadica uvoľnila a do oboch jeho očí sa dostal lúh, takmer stratil svoj zrak. Po úraze firma zamerala väčšiu pozornosť na vhodnú prvú pomoc. „Keby sme vtedy mali takú očnú sprchu, ako je pH Neutral DUO, koniec nehody by bol menej tragický. Dnes je už stále poruke” povedal Ronni Jorgensen, riaditeľ obstarávania firmy.



Zelená očná sprcha PLUM pomáha odstrániť z očí prach a cudzie telesá.

Modrá očná sprcha PLUM poskytuje okamžitú pomoc v prípade úrazov očí kyselinami a lúhmi.

Nádobami sa ľahko narába, zabezpečujú plynulé a jemné vyplachovanie očí.

Piktogramy predstavujú vhodné používanie očných sprch.

Miska na vyplachovanie vyrobená z mäkkého plastu je tvarovaná tak, aby sa prispôbila tvaru oka. Prv, než ju priložíte k oku, jemne ju stlačte. Vrchnák tak pomôže mať oči otvorené počas celej doby vyplachovania, umožňujúc tak maximálne účinné vyplachovanie.

Otvára sa ľahko a rýchlo. Jediné pootočenie adaptérom a očná sprcha je pripravená na používanie.

Ekonomické balenie a trvanlivosť až do 3 rokov. Dátum spotreby je jednoznačne uvedený na etike.

Vďaka ergonomickej očnej sprche DUO sa vyplachovanie oboch očí môže vykonávať súčasne. Adaptér pomáha držať oči otvorené počas celej doby vyplachovania.

## Mysleli sme na všetko.

Zelená očná sprcha PLUM poskytuje rýchle riešenie pri úrazoch spôsobených mechanickými nečistotami. pH Neutral zasa neutralizuje kyseliny a lúhy.

### MÁTE IBA DVA OČI – DÁVAJTE SI NA NE POZOR!

Zrak je našim najdôležitejším zmyslovým orgánom. Dávajte si tak na oči pozor! Nehody sa môžu stať kedykoľvek. Vyhnúť sa im nevieme vždy, ale môžeme sa pripraviť na okamžitú prvú pomoc. Ak sa stane úraz každá sekunda sa počíta! Aj to najmenej oneskorenie ovplyvňuje, či stratíte zrak alebo nie! Preto je rýchly prístup k očným sprchám prvej pomoci extrémne dôležitý.

### JEDINEČNÉ RIEŠENIA VYPLACHOVANIA OČÍ

Vďaka širokej ponuke výrobkov si môžete vybrať pre svoju firmu to najoptimálnejšie riešenie. Vyberte si stanice namontovateľné na stenu priamo na mieste výkonu práce. Alebo menšie prenosné očné sprchy do vozidiel, boxov pre náradie alebo lekárníčky – môžete ich prenášať aj v špeciálne navrhnutej taške na opasok.



Fľaše očných sprch majú označenie CE.

# Predchádzajme úrazom očí!

Očná sprcha PLUM odstraňuje z očí cudzie telesá, prach a špinu, kým pH Neutral neutralizuje kyseliny a lúhy.

Naše výrobky boli vyvinuté v spolupráci s očnými špecialistami. To znamená, že pri vytvorení očných sprch sme mysleli aj na najmenšie detaily. Piktogramami pomáhame správne mu používaniu. Adaptér pomáha mať oči otvorené pri vyplachovaní. Výplach sa tak dostane do očí na správnom mieste, rovnomerne a v optimálnom množstve.



Používanie očnej sprchy PLUM je jednoduché, ak dôjde k úrazu očí.



Otáčajte adaptérom v smere šípky, až kým sa uzáver roztrhne.



Nakloňte hlavu trochu dozadu, stlačte nádobu a začnite vyplachovanie.



Následne môžete pokračovať vo vyplachovaní aj tak, že sa mierne predkloníte.

## PLÁN PRVEJ POMOCI PRI ÚRAZOCH OČÍ

1 Určite charakter úrazu	2 Vyberte si vhodnú očnú sprchu	3 Pokračujte vo vyplachovaní	4 Vyplachujte oči podľa opisu.
<b>Cudzie látky</b> (prach, sadze, triesky z dreva a kovu)	PLUM Očná sprcha	PLUM Očná sprcha	Vyplachujte oči, kým sa nečistoty úplne neodstránia.
<b>Kyselina</b>	pH Neutral	PLUM Očná sprcha	Vyplachujte oči očnou sprchou pH Neutral približne 2 minúty, potom pokračujte očnou sprchou Plum (fyziologický roztok), kým sa dostanete k lekárovi.
<b>Lúh</b>	pH Neutral	PLUM Očná sprcha	Vyplachujte oči očnou sprchou pH Neutral približne 2 minúty, potom pokračujte očnou sprchou Plum (fyziologický solný roztok), kým sa dostanete k lekárovi.
<b>Iné chemikálie</b>	PLUM Očná sprcha	PLUM Očná sprcha	Vyplachujte oči, kým sa nedostanete k lekárovi.

Vždy sa uistite, že prúd očnej sprchy je pravidelný. Ak sú postihnuté obe oči, používajte očnú sprchu DUO.



## Jedinečné riešenie

Podobné riešenie ako je očná sprcha Plum DUO momentálne nie je na trhu. Odteraz sa nemusíte rozhodovať, ktoré oko zachrániť!

---

### ÚRAZY OČÍ SA V 50 % PRÍPADOV TÝKAJÚ OBOCH OČÍ

Prieskumy ukázali, že 50 % úrazov očí spôsobených chemikáliami postihli obe oči. Očnou sprchou DUO sa môžete pripraviť na takéto núdzové situácie.

### UZÁVER POMÁHA V OPTIMÁLNO M VYPLACHOVANÍ

Nepodceňujte vplyv času, hlavne ak ide o chemické úrazy. Miera poranenia samozrejme závisí aj od koncentrácie kyseliny alebo lúhu, ale pritom aj čas kontaktu s očami je veľmi dôležitý. Optimálna prvá pomoc preto musí škodlivé látky neutralizovať čo najskôr.

Duo adaptér bol vytvorený tak, aby sa prispôboval ergonomii očí a bol schopný držať oči otvorené počas celej doby vyplachovania – zabezpečujúc tak rovnomerné vyplachovanie a jeho dostatočné trvanie.

Plum Očné sprchy sú jednorázovo použiteľné výrobky. Len takto vieme zabezpečiť, aby vyplachovacia tekutina ostala sterilná.



## Očná sprcha pre mechanické poranenia

Plum Očná sprcha zmierni nepríjemný, páľčivý pocit v očiach pôsobený cudzími látkami a nečistotami a súčasne pomôže predchádzať neskorším komplikáciám.

---

Do očí sa ľahko dostanú rôzne cudzie látky. Prach, špina zo vzduchu, alebo farby z našich rúk ... Na pracoviskách, kde sa počas výkonu práce môžu do očí dostať drevené alebo kovové triesky, musíme rátať s vyšším rizikom.

Už aj tá najmenšia nečistota môže spôsobiť nepríjemnosti. Bez ošetrenia aj tieto menšie poranenia môžu spôsobiť zápal očí, rohovky alebo dúhovky. Ak okamžite po úraze začnete s vyplachovaním, viete zabrániť zápalom, ako aj tomu, aby cudzie teleso zostalo v oku.

Plum Očná sprcha obsahuje 0,9 % sterilný roztok chloridu sodného a umožňuje rovnomerné jemné vyplachovanie očí. V ponuke výrobkov nájdete menšie nádoby s jednoduchšou manipuláciou a aj väčšie balenia namontovateľné na stenu, ktoré pomáhajú pri okamžitom zásahu v prípade úrazov očí.



**200 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA**

Táto malá nádobka s jednoduchou manipuláciou sa zmestí aj do najmenšieho vrečka. Očná sprcha obsahuje 0,9 % sterilný roztok chloridu sodného. Fľašu môžete jednoducho odložiť do špeciálne navrhnutej tašky na opasok, do lekárničky alebo boxu pre náradie. Je vybavená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 10 x 200 ml  
**Číslo materiálu:** 4691



**500 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA**

Očná sprcha s 0,9% sterilným roztokom chloridu sodného vo fľaši s jednoduchou manipuláciou. Používajte samostatne alebo k doplneniu očných staníc. Je vybavená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 5 minút  
**Balenie:** 12 x 500 ml  
**Číslo materiálu:** 4604



**1000 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA**

Očná sprcha s 0,9 % sterilným roztokom chloridu sodného. Vďaka 1000 ml baleniu poskytuje dlhšiu dobu vyplachovania. Používajte samostatne, alebo k doplneniu očných staníc. Je opatrená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 10 minút  
**Balenie:** 6 x 1000 ml  
**Číslo materiálu:** 4707



**500 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA DUO**

Očná sprcha s 0,9 % sterilným roztokom chloridu sodného v nádobe s jednoduchou manipuláciou. Prevedenie DUO umožňuje vyplachovanie oboch očí súčasne. Používajte samostatne, alebo k doplneniu očných staníc.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 6 x 500 ml  
**Číslo materiálu:** 4861



**1000 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA DUO**

Očná sprcha s 0,9 % sterilným roztokom chloridu sodného, v nádobe s jednoduchou manipuláciou. Vďaka 1000 ml baleniu poskytuje dlhšiu dobu vyplachovania. Prevedenie DUO zase umožňuje vyplachovanie oboch očí súčasne. Používajte samostatne, alebo k doplneniu očných staníc.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 5 minút  
**Balenie:** 6 x 1000 ml  
**Číslo materiálu:** 4800



**3 X 500 ML  
PLUM OČNÁ SPRCHA**

Praktická sada očných sprch s 3 kusmi 500 ml fliaš, ktoré obsahujú 0,9%-ný sterilný roztok chloridu sodného. Balenie je prenosné, môžete si ho vziať so sebou do auta, kým sa dostanete k lekárovi. Fľaše môžete používať aj po jednom, alebo sú vhodné na doplnenie očných staníc.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 15 minút  
**Balenie:** 4 x 3 x 500 ml  
**Číslo materiálu:** 4620

# Očné sprchy pre prípad úrazov chemickými látkami

pH Neutral neutralizuje  
kyseliny a lúhy a pritom  
ich počas vyplachovania  
aj odstraňuje z očí.  
Dokázaná účinnosť!

## SPRÁVNE POUŽÍVANIE PH NEUTRAL

Očná sprcha pH Neutral poskytuje 2 minútové vyplachovanie pri úrazoch očí spôsobených kyselinami a lúhovými prípravkami. Používajte pH Neutral na neutralizáciu kyselín a lúhov a opätovné navodenie prirodzenej pH hodnoty očí. Potom pokračujte vo vyplachovaní očí očnou sprchou prvej pomoci Plum (0.9 % sterilný solný roztok), kým sa nedostanete k lekárovi.

## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

V prípade úrazov očí spôsobených fluorovodíkom, použitie samostatnej pH Neutral alebo Plum očnej sprchy prvej pomoci nie je dostatočné. Môžu fluorovodík neutralizovať a vypláchnuť z očí, ale nedokážu zabrániť vážnemu poškodeniu tkanív, preto sa treba v každom prípade obrátiť na lekára.

## NEBEZPEČNÉ LÁTKY SÚ PRÍTOMNÉ VŠADE

Existujú pracoviská a priemyselné odvetvia, kde sú pracovníci vystavení väčšiemu nebezpečenstvu čo sa týka nehôd. Napríklad v rôznych chemických podnikoch, v recyklačnom priemysle, v cementárňach a na stavbách, alebo v oblasti petrochemie a baníctva, ba aj v potravinárskom a papierenskom priemysle. Počas upratovania a čistenia používajú silné kyseliny a lúhové prípravky. Nehody sa môžu prihodiť kedykoľvek - stačí náhodne uvoľnená hadica, alebo výbuch akumulátora a nešťastie je na svete. A práve preto majte vždy poruke pH Neutral !

## AJ NIEKOĽKO SEKÚND MÔŽE BYŤ ROZHODUJÚCICH

Kyseliny a lúhy poškodzujú tkanivo, štruktúru pokožky a sliznice. Vážnosť zranenia závisí od viacerých faktorov:

- Koncentrácia chemikálie: veľmi silné kyseliny a lúhové prípravky môžu spôsobiť vážne zranenia.
- Teplota: čím je teplota vyššia, tým je leptavý účinok chemikálie silnejší.
- Čas kontaktu: čím dlhšie je chemikália v kontakte s pokožkou alebo očami, tým je zranenie vážnejšie.

V prípade úrazov očí spôsobených chemickými prípravkami má prioritnú dôležitosť aby sme ich čím skôr neutralizovali a dosiahli hodnotu pH 7,4, ktorá sa zhoduje s prirodzenou pH hodnotou očí. Aj niekoľko sekúnd môže byť rozhodujúcich.

Kyseliny alebo lúhy treba podľa možnosti neutralizovať ešte pred tým ako dosiahnu rohovku. Tam kde sa môže vyskytnúť úraz očí je dôležité aby očná sprcha bola:


- jednoducho prístupná
- rýchlo a ľahko použiteľná
- účinná

## OČNÁ SPRCHA MÁ BYŤ ÚČINNÁ

pH Neutral je 4.9 %fosfátový pufer, ktorý rýchlo a úspešne neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Hydrogen-fosforečnan poskytuje účinnú ochranu proti kyselinám, kým dihydrogen-fosforečnan neutralizuje lúhy. Efektivitu očnej sprchy pH Neutral potvrdzujú vedecké prieskumy.

Testovali sme neutralizujúci účinok pH Neutral voči silným kyselinám a lúhom a porovnali sme ho s účinkom všeobecnej očnej sprchy, ktorá obsahuje 0.9 % roztok chloridu sodného. Test jasne ukázal, že pH Neutral dokáže neutralizovať väčšinu kyselín a lúhových prípravkov za krátky čas a opäť navodiť normálnu pH hodnotu očí. Všeobecná očná sprcha síce rozriedi chemikálie čiastočne zmierňujúc leptavý účinok, ale v pH hodnote nastanú iba menšie zmeny (1. obr.).

1. obr. Neutralizácia silných kyselín a lúhov



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

All documentation is available on request.





### 200 ML PH NEUTRAL

Táto malá nádoba s jednoduchou manipuláciou sa zmestí aj do najmenšieho vrečka. Očná sprcha je 4,9 % sterilný fosfátový pufer, ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Fľašu môžete jednoducho odložiť do špeciálne navrhnutej tašky na opasok, do lekárničky alebo boxu pre náradie. Je opatrená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 10 x 200 ml  
**Číslo materiálu:** 4752



### 500 ML PH NEUTRAL DUO

Očná sprcha je 4,9%-ný sterilný fosfátový pufer, ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Prevedenie DUO umožňuje vyplachovanie oboch očí súčasne, preto sa odporúča na také pracoviská, kde je reálne riziko, že pri nehode budú postihnuté obe oči. Používajte samostatne alebo k doplneniu očných staníc.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 6 x 500 ml  
**Číslo materiálu:** 4801



### 1000 ML OČNÁ SPRCHA PH NEUTRAL

Očná sprcha je 4,9 % sterilný fosfátový pufer, ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Používajte samostatne na pracovných staniciach, jednoducho sa skladuje v boxe pre náradie, alebo na stene. Je opatrená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 6 x 1000 ml  
**Číslo materiálu:** 4746



” **CHEMICKÉ ÚRAZY OČÍ  
SA STÁVAJÚ VTEDY,  
KEĎ S NIMI NAJMENEJ  
POČÍTAME ...**

Zamestnanec francúzskej firmy SITA môže vďačiť za svoj zrak očnej sprche pH Neutral DUO. Firma sa zaoberá spracovaním plastov – napríklad aj výrobou obalov pre čistiace prostriedky. Do očí pracovníka sa dostal leptavý čistiaci prostriedok z takejto nádoby. Vďaka pH Neutralu DUO však vedeli škodlivú látku ihneď neutralizovať a to v oboch očiach súčasne. Takže zamestnanec mohol nastúpiť do práce už na druhý deň a jeho zrak nebol vôbec poškodený.



# Očné stanice pre prípady mechanických poranení očí

Nástenná stanica je prehľadná a poskytuje okamžitú pomoc pri úrazoch

## PLUM OČNÁ STANICA DUO BOX

Prachotesná nástenná očná stanica z polystyrénu s 2 x 1000 ml očnou sprchou prvej pomoci PLUM. Je vyslovene vhodná na také pracoviská, kde je riziko mechanických poranení očí spôsobených prachom a špinou.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 10 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4816  
**Rozmery:** 357 x 252 x 116 mm

## AJ VY BERIETE VÁŽNE PRVÚ POMOC, VŠAK?

Úrazy sa stanú náhle, keď s nimi vôbec nepočítame – vtedy je už neskoro hľadať v skrini lekárníčku, je potrebná okamžitá pomoc!

Vďaka nástenným staniciam sú prostriedky prvej pomoci ľahko prístupné. Vyberte si stanice v otvorenom alebo uzatvorenom prevedení. Druhé je praktické najmä v prašnom pracovnom prostredí, lebo poskytuje fľašiam hygienické skladovanie.

**Dôležité:** okrem staníc majte vždy poruke aj ďalšie fľaše, aby ste pri úrazoch mohli pokračovať vo vyplachovaní až dovtedy, kým sa dostanete k lekárovi.



## OČNÁ SPRCHA PRVEJ POMOCI PLUM V BOXE

200 ml očná sprcha Plum v boxe. Kartónová krabica ochráni fľašu od nečistôt, ale zároveň sa jednoducho otvára keď ju potrebujete. Je vhodná na doplnenie staníc, alebo na mobilné pracoviská (napríklad pre uloženie vo vozidlách).

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 10  
**Číslo materiálu:** 4695  
**Číslo materiálu – nástenný držiak:** 955904  
**Rozmery:** 58 x 58 x 163 mm



## PLUM OČNÁ STANICA V BOXE

500 ml očná sprcha Plum v boxe s nástenným držiakom. Kartónová krabica ochráni fľašu od nečistôt, ale súčasne sa jednoducho otvára keď ju potrebujete. Je vhodná na rýchle a jednoduché vyplachovanie očí v prašnom pracovnom prostredí.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 5 minút  
**Balenie:** 12  
**Číslo materiálu:** 4609  
**Číslo materiálu – náhradné balenie:** 4605  
**Číslo materiálu – nástenný držiak:** 955904  
**Rozmery:** 79 x 79 x 214 mm



## PLUM OČNÁ STANICA DUO

Nástenná očná stanica s 1000 ml očnou sprchou PLUM DUO. Je vyslovene vhodná na menšie alebo mobilné pracovné stanice, kde môže byť potrebné súčasné vyplachovanie oboch očí.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 5 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4802  
**Rozmery:** 375 x 180 x 95 mm



### PLUM OČNÁ STANICA V BOXE

Prachotesná nástenná očná stanica z polystyrénu s 2 x 500 ml očnou sprchou prvej pomoci PLUM. Je vyslovene vhodná v prašnom a špinavom pracovnom prostredí, alebo na mobilné pracoviská.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 10 minút

**Balenie:** 1

**Číslo materiálu:** 4650

**Rozmery:** 280 x 230 x 110 mm

### MÔŽETE DOPLNIŤ OHRIEVACÍM TELESOM.

**Číslo materiálu:** 4649

### JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Všetky nástenné stanice sa jednoducho montujú a sú opatrené piktogramami, ktoré znázorňujú správne používanie výrobkov.



### OČNÁ STANICA PLUM

Nástenná stanica s 500 ml očnou sprchou Plum. Je vyslovene vhodná na malé a mobilné pracovné stanice.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 5 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4611  
**Rozmery:** 300 x 170 x 80 mm



### OČNÁ STANICA PLUM MAXI

Nástenná stanica s 2 x 1000 ml očnou sprchou Plum. Je vyslovene vhodná na menšie a mobilné pracovné stanice, kde môže byť potrebné dlhšie vyplachovanie očí. Je opatrená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 20 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4708  
**Rozmery:** 375 x 260 x 95 mm



### OČNÁ STANICA PLUM

Prachotesná nástenná očná stanica s 2 x 500 ml očnou sprchou prvej pomoci PLUM. Je vyslovene vhodná na také pracoviská, ktoré sú čisté bez prachu, avšak je reálne riziko mechanického poranenia očí.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 10 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4694  
**Rozmery:** 290 x 228 x 80 mm



Potrubié plné tekutiny, ktoré je pod tlakom zrazu praskne, alebo sa uvoľní hadica... A tak sa žieraviny dostanú von. Takto sa stávajú najčastejšie chemické úrazy. Ak sa chemikália dostane do očí, každá sekunda sa počíta, ak nechcete stratiť zrak!

# Očné stanice pre prípad chemických úrazov očí

Pomocou combiboxu sa môžete pripraviť na menšie aj vážnejšie poranenia očí spôsobenými chemikáliami.

## SPOLOČNÁ SILA OČNEJ SPRCHY PRVEJ POMOCI PLUM A PH NEUTRAL

Ak sa do očí dostane kyselina alebo lúh, doporučujeme kombinované vyplachovanie – najprv pH Neutralom, následne očnou sprchou prvej pomoci Plum. Preto sme zostavili ponuku combi boxov, vďaka ktorým je možné okamžite zahájiť neutralizovanie chemikálie, ktorá sa dostala do očí. Následne sa pokračuje vo vyplachovaní fyziologickým roztokom až dovtedy, kým sa nedostanete k lekárovi.

Ak pracujete hlavne s chemikáliami, doporučujeme Vám pH Neutral DUO, čím je možné súčasné vyplachovanie oboch očí.

Otvorené očné stanice doporučujeme na používanie v čistom, bezprašnom pracovnom prostredí – napríklad v laboratóriách. Uzatvorené stanice boli vyvinuté pre používanie v prašnom špinavom prostredí. Všetky stanice sa jednoducho montujú, sú vybavené zrkadlom a piktogramami, ktoré jednoznačne predstavujú správne používanie výrobkov.



### OČNÁ SPRCHA PH NEUTRAL V BOXE

200 ml očná sprcha pH Neutral v boxe. Kartónová krabica ochráni fľašu od nečistôt, ale zároveň ju môžete jednoducho otvoriť keď ju potrebujete. Rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Je vhodná na doplnenie staníc, ale je vyslovene praktická na mobilných pracoviskách a vo vozidlách.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 10  
**Číslo materiálu:** 4755  
**Číslo materiálu – nástenný držiak:** 955904  
**Rozmery:** 58 x 58 x 163 mm



### QUICKCLEAN UTIERKA NA VYČISTENIE RANY S NÁSTENNÝM DRŽIAKOM

Krabička obsahuje 40 kusov utierok na vyčistenie rany, ktorými môžete dezinfikovať menšie porezania a poranenia. Je vybavená nástenným držiakom, pomocou nej ju môžete umiestniť v blízkosti výkonu práce. Utierky sú balené jednotlivo a sú napustené sterilnou vodou.  
Rozmery utierok: 130 x 200 mm.

**Balenie:** 6 x 40  
**Číslo materiálu:** 5550  
**Rozmery:** 150 x 80 x 64 mm



### STANICA PRVEJ POMOCI

Nástenná stanica prvej pomoci s očnou sprchou, dávkovačom náplastí, utierkami na vyčistenie rany, zrkadlom a piktogramami.

Obsah:	Číslo materiálu:
1 x 500 ml Očná sprcha Plum	4604
1 x 40 QuickClean utierka na vyčistenie rany	5551
1 x QuickFix dávkovač pružných náplastí, s 90 ks náplastí	5507

**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 5101  
**Rozmery:** 300 x 515 x 85 mm



### PLUM COMBI-BOX DUO

Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu s 500 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 500 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná na používanie v prašnom pracovnom prostredí, vo výrobníach, kde sa môžu vyskytnúť také úrazy, pri ktorých sú postihnuté obe oči. S Combi Boxom Duo ste pripravený súčasne na mechanické a chemické poranenia.

**Doba trvania vyplachovania:** pH Neutral cca. 2 minúty  
Sterilný fyziologický roztok cca. 2 minúty

**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4862  
**Rozmery:** 280 x 230 x 110 mm



### PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu, s 500 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 1000 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná na používanie v prašnom pracovnom prostredí, vo výrobníach, kde sa môžu vyskytnúť také úrazy, pri ktorých sú postihnuté obe oči. S Combi Boxom Duo ste pripravený súčasne na mechanické a chemické poranenia.

**Doba trvania vyplachovania:** pH Neutral cca. 2 minúty  
Sterilný fyziologický roztok cca. 5 minút

**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4810  
**Rozmery:** 357 x 252 x 116 mm



### PLUM COMBI-BOX

Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu, s 200 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 500 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná na používanie v prašnom pracovnom prostredí, kde sa rovnako môžu prihodit' mechanické alebo chemické poranenia.

**Doba trvania vyplachovania:** pH Neutral cca. 2 minúty  
Sterilný fyziologický roztok cca. 5 minút

**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4787  
**Rozmery:** 280 x 230 x 110 mm

### MÔŽETE DOPLNIŤ OHRIEVACÍM TELESOM.

**Číslo materiálu:** 4664



### OČNÁ STANICA PH NEUTRAL

Nástenná stanica s 1000 ml očnou sprchou pH Neutral, ktorá rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhy. Ľahko sa namontuje na stenu na mieste výkonu práce. Je vybavená ochranou proti prachu.

**Doba trvania vyplachovania:** cca. 2 minúty  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4741  
**Rozmery:** 300 x 160 x 95 mm



### PLUM COMBI-STATION

Nástenná stanica s 200 ml očnou sprchou pH Neutral a 500 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná na také pracoviská, kde sa rovnako môžu prihodit' mechanické alebo chemické poranenia.

**Doba trvania vyplachovania:** pH Neutral cca. 2 minúty  
Sterilný fyziologický roztok cca. 5 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4773  
**Rozmery:** 290 x 228 x 80 mm



### PLUM COMBI-STATION DUO

Nástenná stanica s 500 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 1000 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná na pracoviská, kde sa môžu vyskytnúť mechanické a chemické poranenia očí a je riziko, že budú zasiahnuté obe oči naraz.

**Doba trvania vyplachovania:** pH Neutral cca. 2 minúty  
Sterilný fyziologický roztok cca. 5 minút  
**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 4803  
**Rozmery:** 375 x 250 x 95 mm

# Quick

# FIX

## JEDINEČNÝ DÁVKOVACÍ SYSTÉM QUICKFIX

- Umožňuje okamžitý a viditeľný prístup k náplastiam a ampulkám na vyplachovanie očí
- Náplasť vytiahnutá z dávkovača je okamžite pripravená na použitie.
- Každá náplasť je balená jednotlivo
- Manipulácia aj jednou rukou
- Dávkovač je možné kedykoľvek doplniť
- Ihneď vidieť, keď sa dávkovač vyprázdni
- Krvácanie možno jednoducho zastaviť bez zašpinenia ostatných náplastí
- Tomuto malému dávkovaču ľahko nájdete miesto
- Malá polička v dávkovači poskytuje miesto pre iné dôležité prostriedky
- Dávkovač je uzamykateľný kľúčom.



### QUICKFIX – PRUŽNÉ

Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi pružných náplastí. Náplastí boli vyrobené z látky šetrnej k pokožke – umožňujú dýchanie pokožky.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5502
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5512
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	72 x 25 mm



### QUICKFIX – VODOVZDORNÉ

Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi vodovzdorných náplastí, ktoré boli vyrobené špeciálne pre vlhké pracoviská. Náplastí sú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú dýchanie pokožky.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5501
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5511
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	72 x 25 mm



### QUICKFIX - KOMBINOVANÉ

Nástenný dávkovač náplastí so 45 kusmi pružných a 45 kusmi vodovzdorných náplastí. Dvojaké náplastí sa prispôbujú premenlivým požiadavkám pracovísk.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5507
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5512 & 5511
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	72 x 25 mm

# Quickfix je rýchlou pomocou pri každodenných drobných nehodách

Nástenným dávkovačom si môžete ušetriť množstvo času. Len si nalepte náplasť a môžete pokračovať v práci!

## RÝCHLA A HYGIENICKÁ POMOC PRI DROBNÝCH PORANENIACH

Menšie nehody sa môžu stať na pracoviskách každý deň. Pri drobných poraneniach postačí aj náplasť. Vyberte si náplasť vhodnú pre vaše pracovisko – alebo ich kombináciu. Ponúkame riešenia pre tých, ktorí pracujú vo všeobecných alebo vlhkých pracovných podmienkach, ba aj tým, ktorí sú zamestnaní v potravinárskom priemysle. Nestrácajte čas! Vyberte si z dávkovača náplasť, nalepte si ju a pokračujte v práci! QuickFix vyrieši problém rýchlo, hygienicky a účinne.



Vyberte náplasť z dávkovača a je hneď pripravená na použitie...



...aj jednou rukou si ju ľahko nalepíte.



## QUICKFIX – S KOVOVÝMI VLÁKNAMI

Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi modrých náplastí s kovovými vláknami, ktoré sú vykazateľné detektorom kovov. Boli vyvinuté špeciálne pre potravinársky priemysel. Náplaste sú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú dýchanie pokožky.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5503
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5513
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	72 x 25 mm



## QUICKFIX LONG - PRUŽNÉ

Nástenný dávkovač náplastí so 60 kusmi dlhých pružných náplastí, ktoré sú pohodlné, priliehajú k pokožke. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj viackrát, čo zabezpečuje, aby náplasť ostala na mieste aj počas práce. Náplaste sú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú dýchanie pokožky.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5528
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5508
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	120 x 20 mm

## MÔŽETE SI VYBERAŤ SPOMEDZI 3 TYPOV A 2 VEĽKOSTÍ

### PRUŽNÉ NÁPLASTI

Sú to pohodlné náplasti vyrobené z látky, ktorá je šetrná k pokožke. Priliehajú k pokožke pri pohybe ruky.

### VODOVZDORNÉ NÁPLASTI

Vodovzdorné náplaste pre tých, ktorí pracujú vo vlhkom pracovnom prostredí.

### NÁPLASTI S KOVOVÝMI VLÁKNAMI

Náplaste s kovovými vláknami navrhnuté špeciálne pre používanie v potravinárskom priemysle. Vďaka nápadným farbám a kovovým vláknám sú ľahko vykazateľné voľným okom aj detektorom kovov.

### QUICKFIX LONG

Extra dlhé náplaste. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj viackrát, čo zabezpečuje, aby náplasť ostala na mieste aj počas práce.



## QUICKFIX LONG – S KOVOVÝMI VLÁKNAMI

Nástenný dávkovač náplastí so 60 kusmi modrých náplastí s kovovými vláknami, ktoré sú vykazateľné detektorom kovov. Boli vyvinuté špeciálne pre potravinársky priemysel. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj viackrát, čo zabezpečuje, aby náplasť ostala na mieste aj počas práce. Náplaste sú z látky šetrnej k pokožke.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5529
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5509
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	120 x 20 mm



#### QUICKFIX & RINSE

Nástenný dávkovací systém s 5 ampulkami na vyplachovanie očí, ktoré obsahujú 0.9% sterilný solný roztok, a 45 kusov pružných náplastí. Dávkovací systém poskytuje jednoduchú rýchlu a hygienickú pomoc v prípade menších nehôd (podráždené oči, drobné rany a porezania).

Balenie:	1
Číslo materiálu:	4631
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5512 & 5160
Rozmery dávkovacieho systému:	190 x 230 x 32 mm
Rozmery náplastí:	72 x 25 mm



#### QUICKRINSE

Nástenný dávkovací systém s 10 ampulkami na vyplachovanie očí, ktoré obsahujú 20 ml 0.9 % sterilného solného roztoku. Dávkovací systém poskytuje jednoduchú rýchlu a hygienickú pomoc v prípade menších poranení očí, ak sa do očí dostane napríklad prach alebo špina, alebo ak sú oči počas práce vysušované.

Balenie:	1
Číslo materiálu:	4632
Číslo materiálu – náhradné balenie:	5160
Rozmery dávkovacieho systému:	135 x 230 x 32 mm



## Malé ampulky k drobným nehodám

QuickRinse je hospodárnym riešením v prípade úrazov očí.

#### QUICKRINSE – K RÝCHLYM VÝPLACHOM!

Oči sú našim najcitlivejším orgánom. Aj začínajúca suchosť alebo podráždenie očí môže byť dosť nepríjemné hlavne počas práce. Môžu spôsobiť bolesť alebo citlivosť na svetlo, ktoré prekáža vo výkone práce. QuickRinse pomáha navodiť telesnú pohodu aj pri práci s obrazovkou.

Každá ampulka obsahuje 20 ml výplachu očí, ktorým sa môže ošetriť vysušenie alebo podráždenie očí spôsobené menšími nečistotami (napríklad prach). Kombinácia QuickFix & Rinse umožňuje aby náplasti a ampulky na vyplachovanie očí boli vždy poruke.



# Vždy poruke

## Praktické riešenia

- berte si so sebou prvú pomoc!

Naše náplasti a ampulky na vyplachovanie očí sú dostupné aj v praktickom, prenosnom balení. Majte ich vždy poruke: v boxe na náradie, v odkladacom priestore auta, v taške, vo vrecku kabáta alebo v lekárničke. Takto môžete byť vždy pripravený na drobnejšie, náhle úrazy, ktoré sa stávajú vždy vtedy, keď s nimi vôbec nepočítame.



### QUICKFIX MINI

Malé, praktické balenie s 30 ks pružných náplastí. Ľahko si ich môžete brať so sebou všade, kde môžu byť náplasti potrebné. Každá náplast je balená jednotlivo a je pripravená na použitie. Náplaste sú vyrobené z látky šetrnej k pokožke, priliehajú k povrchu pokožky, pričom nezabraňujú jej voľnému dýchaniu.

**Balenie:** 30 x 30  
**Číslo materiálu:** 5504  
**Rozmery náplastí:** 72 x 25 mm

### QUICKRINSE MINI

Praktické balenie so 4 ampulkami na vyplachovanie očí, z ktorých každá obsahuje 20 ml 0.9% sterilného soľného roztoku. Pomocou nich sa zmierňuje vysušenie alebo podráždenie očí spôsobené prachom a špinou. Ampulky sa otvárajú ľahko, jedným otočením a sú ihneď pripravené na použitie. Vďaka malému baleniu si QuickRinse Mini môžete brať so sebou všade.

**Balenie:** 5 x 4  
**Číslo materiálu:** 4619

### TAŠKA NA OPASOK K 200 ML FĽAŠI

Je praktickým doplnkom pracovného odevu. Ľahko sa otvára a zabezpečuje, aby bola prvá pomoc vždy poruke. Bezpečne a hygienicky sa v nej skladujú všetky 200 ml očné sprchy.

**Balenie:** 10  
**Číslo materiálu:** 4692

# QuickSafe – rýchla, jednoduchá a okamžitá prvá pomoc

Môžete byť pokojný: bude vždy poruke, keď ju budete potrebovať.

## STANICA PRVEJ POMOCI, KTORÁ SA PRISPŔOBUJE VAŠIM POŽIADAVKÁM

Naplňte svoju stanicu prvej pomoci tými výrobkami, ktoré vyhovujú požiadavkám Vášho pracoviska ! Očná sprcha na vyplachovanie nečistôt. pH Neutral na neutralizáciu kyselín a lúhových prípravkov. Náplasť, ktorá vyhovuje pracovným podmienkam. Gél na popáleniny, ktorým môžete ošetriť menej vážne popáleniny. Ampulka na vyplachovanie očí pre suché a podráždené oči. Tlakový obvaz na okamžité ošetrenie vážnejších poranení. To všetko za priehľadným obalom, aby ste ihneď videli, kde je to čo práve potrebujete.

” NAJDÔLEŽITEJŠIE PROSTRIEDKY MAJÚ BYŤ VŽDY NA OČIACH.

Spaencom A/S sa zaoberá výrobou betónových tvaroviek. Firma sa rozhodla pre Plum QuickSafe v záujme toho aby pre svojich 500 zamestnancov poskytla bezpečné pracovné podmienky. „Rozhodli sme sa pre Plum QuickSafe preto, lebo stanice prvej pomoci vieme jednoducho prispôbiť požiadavkám jednotlivých pracovných oblastí. Napríklad tam, kde sa betónové prvky premývajú kyselinami, do staníc sme umiestnili očné sprchy pH Neutral a solný roztok. QuickSafe obsahuje vždy tie najdôležitejšie prostriedky a vieme ich umiestniť v bezprostrednej blízkosti výkonu práce. Preto ak sa stane nehoda, pomoc je okamžite poruke.“ Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





## QuickSafe® EMPTY

### ROZHODNUTIE JE NA VÁS!

Keby ste si chceli vybrať obsah stanice prvej pomoci sami tak aby vyhovovala vašim požiadavkám, teraz máte možnosť!



### ZVOLTE QUICKSAFE EMPTY A NÁSLEDNE NAPLNTE POTREBNÝMI VÝROBKAMI!

Ak zo štyroch rôznych staníc QuickSafe Vaším pracovným požiadavkám nevyhovuje úplne ani jedna, stanicu prvej pomoci si môžete 100 % prispôsobiť svojim požiadavkám. Predstavíme Vám to podrobne na nasledujúcej strane. Jednoducho si vyberte prázdnu nástennú stanicu, potom si vyberte tie výrobky prvej pomoci, ktoré potrebujete.

**Balenie:** 1  
**Číslo materiálu:** 5173  
**Rozmery:** 430 x 253 x 92 mm

# Pomoc je poruke

Ľahká prístupnosť zvyšuje pocit bezpečia.

Pomocou QuickSafe si môžete vybrať najdôležitejšie potreby prvej pomoci na jedno miesto a umiestniť ich v blízkosti pracoviska, kde sú najviac potrebné. Samotná stanica nezaberá na stene väčšie miesto, ako výkres A3, naozaj sa zmestí kdekoľvek.

Vďaka transparentnej prednej strane je obsah stanice ľahko prehľadný. Budete vidieť, kedy ktorý výrobok treba doplniť, pričom plast ochráni výrobky od prachu a iných nečistôt. Je hygienickým a elegantným riešením.



**NAČÍTAJTE QR KÓD, ALEBO  
 NAVŠTÍVTE STRÁNKU  
 PLUM-QUICKSAFE.HU PRE  
 NAJMODERNEJŠIE RIEŠENIA  
 PRVEJ POMOCI.**



## QuickSafe® BASIC

### DOKONALÉ VÝCHODISKO

QuickSafe Basic poskytuje dokonalú pružnosť. Vy si môžete vybrať, ktoré výrobky sa majú dostať na poličku.



### MÁTE ŠPECIÁLNE NÁROKY TÝKAJÚCE SA STANÍC PRVEJ POMOCI?

Základom celého systému QuickSafe je očná sprcha Plum. QuickSafe Basic obsahuje popri očnej sprche pH Neutral, ampulky na vyplachovanie očí a tiež náplasti. O ostatnom rozhodujete Vy. Prvú poličku stanice môžete naplniť výrobkami, ktoré vyhovujú požiadavkám Vašej firmy.

OBSAH:	Číslo materiálu:
2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulka	5160
1 x QuickFix pružné náplasti	
náhradné balenie so 45 ks náplastí	5512

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5170
Rozmery:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® COMPLETE

### KOMPLETNÉ RIEŠENIE

Očná sprcha doplnená pH Neutralom a ampulkami na vyplachovanie očí, tlakový obvaz, utierky na vyčistenie rany, náplasti a gél na popáleniny pre ošetrenie miernych popálenín.



### ŠIROKÁ PONUKA VÝROBKOV

QuickSafe Complete poskytuje široké spektrum riešení prvej pomoci. Počnúc od najkritickejších situácií, až po najdrobnejšie každodenné poranenia, riešenie nájdete na všetky situácie.

OBSAH:	Číslo materiálu:
18 x QuickCool gélu na popáleniny	5150
1 x QuickStop tlakový obvaz	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean utierok na vyčistenie rany	5151
2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulka	5160
1 x QuickFix pružné náplasti	
náhradné balenie s 45 ks náplastí	5512

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5174
Rozmery:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® FOOD INDUSTRY

**RIEŠENIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL**  
Túto stanicu sme naplnili takými výrobkami, ktoré sú nepostrádateľné v potravinárskom priemysle.



### RÝCHLE A BEZPEČNÉ RIEŠENIE, ZABUDOVANÁ DETEKOVATEĽNOSŤ

Stanica prvej pomoci zostavená pre potravinársky priemysel, závodné kuchyne a reštaurácie, obsahuje popri inom náplasti s kovovými vláknami, utierky na vyčistenie rany, gél na popáleniny a tlakový obvaz.

OBSAH:	Číslo materiálu:
18 x QuickCool gél na popáleniny	5150
1 x QuickStop tlakový obvaz	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean utierok na vyčistenie rany	5151
2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix vykázateľné náplasti 45 ks	5513
1 x QuickFix vykázateľné, dlhé náplasti, 30 ks	5509

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5175
Rozmery:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

**OCHRANA PRI CHEMICKÝCH NEHODÁCH**  
Nehody spôsobené kyselinami a lúhmi môžu mať vážne, ba aj život ohrozujúce následky ak sa nepostaráme o vhodnú prvú pomoc včas.



### KEĎ O NÁSLEKOV NEHODY ROZHODUJÚ SEKUNDY

Ak sa na pracovisku stanú chemické nehody, prístupnosť k účinnej očnej sprche je kľúčovo dôležitá. Stanica prvej pomoci zostavená pre chemický priemysel popri inom obsahuje očnú sprchu pH Neutral DUO, ktorou sa vyplachujú obe oči súčasne.

OBSAH:	Číslo materiálu:
1 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulka	5160
1 x QuickFix pružné náplasti 45 ks	5512

Balenie:	1
Číslo materiálu:	5171
Rozmery:	430 x 253 x 92 mm



### QUICKSTOP

Sada tlakových obväzov pre účinnú prvú pomoc aj pre prípady menších poranení alebo aj silnejších krvácaní. Sterilný tlakový obväz je pružný a šetrný k pokožke, pritom neprilieha na pokožku a nechá ju dýchať.

#### OBSAH BALENIA:

1 x tlakový obväz,  
17 x 17 cm  
2 x tlakový obväz,  
12 x 7,5 cm

**Balenie:** 6 x 3  
**Číslo materiálu:** 5152



### QUICKCLEAN UTIERKY NA VYČISTENIE RANY

40 kusov utierok na vyčistenie rany v krabičke, pre vyčistenie menších rán, porezaní a škrabnutí. Každá utierka je balená jednotlivo a je napustená sterilnou vodou. Je vhodná na doplnenie staníc prvej pomoci alebo aj nástenných dávkovačov.

**Balenie:** 13 x 20  
**Číslo materiálu:** 5551



### QUICKCLEAN

Utierka na vyčistenie rany v krabičke, pre vyčistenie menších rán, porezaní a škrabnutí. Každá utierka je balená jednotlivo, a je napustená sterilnou vodou. Môže sa používať samostatne, alebo je vhodná na doplnenie staníc prvej pomoci QuickSafe. Krabička obsahuje 20 utierok.

**Balenie:** 6 x 20  
**Číslo materiálu:** 5151



### QUICKCOOL

Gél na popáleniny na okamžité ošetrenie menších popálenín. Má ochladzujúci účinok a tlmí bolesť. Obsahuje olej čajovníka. Môže sa používať samostatne, alebo je vhodný na doplnenie staníc prvej pomoci QuickSafe. Krabica obsahuje 18 ks.

**Balenie:** 6 x 18  
**Číslo materiálu:** 5150

# Postarajte sa o náhradné balenia

Uvedenými výrobkami viete doplniť sadu prvej pomoci.

Všetky stanice prvej pomoci alebo dávkovač náplastí QuickFix môžete ľahko doplniť nasledujúcimi výrobkami. Ba môžete pridať aj nové výrobky k stanici prvej pomoci, ktorú už máte. Všetky stanice môžete zostaviť flexibilne, čím vieme poskytovať také riešenia, ktoré vyhovujú Vašej firme.



## QUICKFIX VODOVZDORNÁ – NÁHRADNÉ BALENIE

45 kusov vodovzdorných náplastí, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre vlhké pracoviská. Náplaste sa vyrábajú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú tak pokožke dýchať.

**Balenie:** 6 x 45  
**Číslo materiálu:** 5511  
**Rozmery náplastí:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX PRUŽNÁ – NÁHRADNÉ BALENIE

45 kusov pružných náplastí, ktoré priliehajú k povrchu pokožky a pohybu rúk. Náplaste sa vyrábajú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú tak pokožke dýchať.

**Balenie:** 6 x 45  
**Číslo materiálu:** 5512  
**Rozmery náplastí:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX S KOVOVÝMI VLÁKNAMI – NÁHRADNÉ BALENIE

45 kusov modrých náplastí s kovovými vláknami, ktoré sú vykazateľné detektorom kovov. Boli navrhnuté špeciálne pre potravinársky priemysel. Náplasti sa vyrábajú z látky, šetrnej k pokožke – umožňujú tak pokožke dýchať.

**Balenie:** 6 x 45  
**Číslo materiálu:** 5513  
**Rozmery náplastí:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX LONG PRUŽNÁ – NÁHRADNÉ BALENIE

30 kusov dlhých pružných náplastí, ktoré priliehajú k povrchu pokožky, ich nosenie je pohodlné. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj viackrát, čo zabezpečuje, aby náplast ostala na mieste aj počas práce. Náplaste sa vyrábajú z látky, šetrnej k pokožke – umožňujú tak pokožke dýchať.

**Balenie:** 6 x 30  
**Číslo materiálu:** 5508  
**Rozmery náplastí:** 120 x 20 mm



## QUICKFIX LONG S KOVOVÝMI VLÁKNAMI – NÁHRADNÉ BALENIE

30 kusov dlhých náplastí s kovovými vláknami, ktoré sú vykazateľné detektorom kovov. Boli navrhnuté špeciálne pre potravinársky priemysel. Prsty sa nimi dajú ovinúť hoci aj viackrát, čo zabezpečuje, aby náplast ostala na mieste aj počas práce. Náplasti sa vyrábajú z látky šetrnej k pokožke.

**Balenie:** 6 x 30  
**Číslo materiálu:** 5509  
**Rozmery náplastí:** 120 x 20 mm



## QUICKRINSE - NÁHRADNÉ BALENIE

5 ampuliek na vyplachovanie očí, ktoré obsahujú 20 ml 0,9% sterilného fyziologického roztoku. Sú vhodné k doplneniu staníc QuickSafe, QuickFix & Rinse a QuickRinse.

**Balenie:** 4 x 5  
**Číslo materiálu:** 5160

Plum Magyarország Kft.  
8200 Veszprém,  
Erdész utca 4.

Tel./Fax: +36 88 326006  
E-mail: [info@plum.hu](mailto:info@plum.hu)

**plum**