




PLÁN PRVEJ POMOCI PRI ÚRAZOCH OČÍ **plum**



Používanie očnej sprchy PLUM je jednoduché, ak dôjde k úrazu očí.



Otáčajte adaptérom v smere šípky, až kým sa uzáver roztrhne.



Nakloňte hlavu trochu dozadu, stlačte nádobu a začnite vyplachovanie.



Následne môžete pokračovať vo vyplachovaní aj tak, že sa mierne predkloníte.

VAŽNA INFORMACIJA!

Vždy sa uistite, že prúd očnej sprchy je pravidelný.

Ak sú postihnuté obe oči, používajte očnú sprchu DUO.