

PRVA POMOĆ



ZA SIGURNA
RADNA MJESTA



Sredstvo za ispiranje očiju
Flasteri
Stanice za prvu pomoć

plum

Optimalna sigurnost. Sigurna prva pomoć.

Uz pomoć rješenja Plum prve pomoći moguće je minimalizirati broj nezgoda na radnom mjestu, te njihove loše posljedice za efikasan rad vaših zaposlenika i tvrtke.



Manje –veće nezgode se svaki dan događaju. U tim situacijama je važno da prva pomoć bude brza i profesionalna. Uz pomoć velikog izbora naših proizvoda omogućujemo vam da lako možete postupiti u slučaju manjih rezova, ozljeda, oštećenja očiju-i sve to na higijenski, siguran način-zajedno sa vašim suradnicima -. Naše stanice za prvu pomoć jamče da će pomoć uvijek biti pri ruci i u slučaju manjih ozljeda.

RJEŠENJA U SKLADU S POTREBAMA VAŠEG RADNOG MJESTA

Nudimo široki izbor proizvoda za prvu pomoć, kao što su sredstva za ispiranje očiju, flasteri, maramice za čišćenje rana itd... Vi jednostavno možete izabrati proizvode koji su Vam potrebni na Vašem radnom mjestu. Radite u uredu? U laboratoriju gdje se koriste i kemikalije? U tvornici za preradu hrane? Možda u radionici za popravljanje auta? Plum proizvodi vam mogu biti korisni u bilo kojem poslovnom okruženju.

” SKORO JE POTPUNO IZGUBIO VID ZBOG LABAVOG CRIJEVA...

Hanstholm Fiskemelsfabrik ima razvijenu proizvodnu jedinicu, ali prije nekoliko godina je tvornica samo osnovno sredstvo za ispiranje očiju imala na raspolaganju. Zbog toga je jedan zaposlenik platio visoku cijenu: kada je jedno crijevo postalo labavo i lužina ušla u oba dva oka, skoro je potpuno izgubio vid. Nakon nezgode tvornica je počela obraćati više pažnje na prikladno pružanje prve pomoći. »Da smo u to vrijeme imali sredstvo za ispiranje očiju, kao što je pH Neutral DUO, i ta nezgoda bi bila manje tragična. Danas nam je već uvijek pri ruci« rekao je voditelj nabave u tvrtci, Ronni Jorgensen.



Zeleno Plum sredstvo za ispiranje očiju pomaže pri uklanjanju prašine i stranih tijela iz očiju.

pH Neutral u plavoj bočici odmah pruža pomoć čak i u slučaju ozljeda oka uzrokovanih od strane kiselina i lužina.

Lako je rukovati s bočicama koje osiguravaju stalno i nježno ispiranje očiju.

Pravilno korištenje sredstva za ispiranje očiju možete pogledati na piktogramu.

Čašica za ispiranje očiju, napravljena od mekane plastike je izrađena na način da odgovara obliku oka. Blago je stisnite prije nego stavite na oči. Na taj će način čep pomoći da vam oči ostanu otvorene tijekom cijelog vremena ispiranja, omogućujući maksimalno čišćenje.

Lako i brzo se otvara. Jedan jedini potez i sredstvo je spremno za korištenje.

Ekonomsko pakovanje, rok trajanja može biti čak i 3 godine. Datum isteka trajanja je jasno otisnut na početku ambalaže.

Zahvaljujući ergonomskom sredstvu za ispiranje očiju DUO, istovremeno se može izvršiti ispiranje oba oka. Čašica za ispiranje pomaže da oči ostanu otvorene tijekom cijelog vremena ispiranja.

Na sve smo mislili.

Zeleno Plum sredstvo za ispiranje očiju nudi brzo rješenje za nezgode uzrokovane mehaničkom prljavštinom. pH Neutral neutralizira materijale od kiseline i lužine.

IMATE SAMO DVA OKA – PAZITE NA NJIH!

Oči su nam među najvažnijim osjetilima. Dakle pazite na njih! Nezgode se uvijek dešavaju. Ne možemo ih uvijek spriječiti, ali se možemo pripremiti na hitnu i prvu pomoć. Ukoliko se ozljeda očiju već dogodila, svaka sekunda je važna! I najmanje zakašnjenje može utjecati na to da li ćete izgubiti vid ili ne. Stoga je vrlo važan brz pristup sredstvu za ispiranje očiju i prvu pomoć.

JEDINSTVENA RJEŠENJA ZA ISPIRANJE OČIJU

Zahvaljujući našem širokom izboru proizvoda jednostavno možete izabrati rješenje koje je najoptimalnije za vašu tvrtku. Izaberite stanice koje se mogu pričvrstiti na zid, izravno na vašem radnom mjestu. Ili manja sredstva, laka za nošenje, u vozila, kutiju sa alatima ili kutijicu za prvu pomoć – možete držati sredstvo za ispiranje očiju i u specijalno izrađenoj torbici oko struka.

Bočice za ispiranje očiju imaju odobrenje CE.

plum

Izbjegnimo ozljede očiju!

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć uklanja prljavštine i prašinu iz očiju, dok sredstvo pH Neutral neutralizira materijale od kiseline i lužine.

Naši proizvodi su razvijeni uz pomoć kvalificiranih stručnjaka za oči. To znači da smo tijekom izrade naših sredstva za ispiranje očiju mislili i na najsitnije detalje. Piktogrami vam pomažu u pravilnom korištenju. Čep omogućuje da oko cijelo vrijeme ostane otvoreno tijekom ispiranja. Tekućina na taj način dolazi u dodir sa okom na prikladnom mjestu, jednako i u optimalnoj količini.



Plum sredstvo za ispiranje očiju je lako upotrijebiti, ako se dogodila nezgoda.



Okrenite čep u smjeru strijelice dok se ne otvori bočica.



Naslonite se malo, stisnite bočicu i započnite ispiranje.



Nakon toga se oko može isprati i ako se malo nagnete.

PLAN PRVE POMOĆI U SLUČAJU OZLJEDE OČIJU

1 Definirajmo vrstu ozljede	2 Izaberimo odgovarajuće sredstvo za ispiranje očiju	3 Nastavimo sa ispiranjem	4 Isperimo oko prema uputama
Strani materijali prašina, čađa, komadići drva i metala	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Ispiremo oko dok se prljavština potpuno ne ukloni.
Kiselina	pH Neutral	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Ispiremo oko pH Neutral sredstvom odprilike 2 minute, te nastavimo s Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć (fiziološka otopina soli), dok ne stignemo kod liječnika.
Lužina	pH Neutral	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Ispiremo oko pH Neutral sredstvom odprilike 2 minute, te nastavimo s Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć (fiziološka otopina soli), dok ne stignemo kod liječnika.
Ostale kemikalije	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Ispiremo oko dok ne stignemo kod liječnika.

Uvijek se uvjerimo da je mlaz tekućine sredstva za ispiranje očiju jednak i ravnomjeran kada dolazi u dodir sa očima. Ukoliko su ozlijeđena oba dva oka, koristimo sredstvo DUO.



Jedinstveno rješenje

Trenutno ne postoji rješenje slično Plum DUO sredstvu za ispiranje očiju. Od sada ne trebate birati koje oko spasiti!

SKORO 50% OZLJEDA OČIJU UTJEČE NA OBA OKA

Rezultati istraživanja su pokazali da skoro 50% ozljeda očiju nastala zbog kemikalija istovremeno utječe na oba oka. DUO sredstvo za ispiranje očiju vam pomaže da se pripremite na slične opasnosti.

ČEP OMogućUJE OPTIMALNO ISPIRANJE

Vrijeme je vrlo važno ukoliko se radi o ozljedama uzrokovanim kemikalijama. Ozbiljnost ozljede naravno ovisi i o koncentraciji kiseline ili lužine, ali pored toga vrlo je važno i vremensko trajanje kontakta sa okom. Stoga optimalna prva pomoć mora što prije neutralizirati štetne materijale.

DUO čep je izrađen na način da odgovara obliku oka te da omogućuje da ono ostane otvoreno tijekom ispiranja – na taj način osiguravajući jednako ispiranje i prikladno vremensko trajanje ispiranja.

Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć se jedanput mogu upotrijebiti. Samo se na taj način može osigurati da tekućina za ispiranje ostane sterilna.



Sredstvo za ispiranje očiju u slučaju mehaničkih ozljeda

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć eliminira neugodan osjećaj, bol uzrokovan stranim materijalima i prljavštinom, te pomaže u sprečavanju posljedica.

Svakakvi strani materijali lako mogu doći u kontakt s okom. Prašina, prljavština iz zraka ili boja sa dlanova... Veća je opasnost na radnim mjestima gdje komadići drva i metala mogu doći u dodir s okom tijekom korištenja uređaja i sredstva za rad.

Već i najmanja prljavština može biti izvanredno neugodna. Bez odgovarajuće njege i manje ozljede mogu uzrokovati upalu oka, rožnice ili šarenice. Ukoliko izvršite ispiranje očiju odmah nakon ozljede, možete spriječiti upalu te da strani materijal ostane u oku.

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć sadrži sterilnu otopinu natrij-klorida od 0,9%, te omogućuje jednako i nježno ispiranje očiju. U izboru naših proizvoda možete pronaći i najmanju bočicu, laku za rukovanje, koju uvijek možete nositi sa sobom i veće pakiranje, koje se može pričvrstiti na zid i koje pomaže da bi se odmah mogla pružiti pomoć u slučaju nezgoda na radnom mjestu.



**200 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Ova mala bočica, laka za rukovanje stane i u najmanji džep odijela. Sredstvo za ispiranje očiju sadrži sterilnu otopinu natrij-klorida od 0,9%. Bočica se može držati u specijalnoj torbici oko struka, u kutiji za prvu pomoć ili za alate. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 minute
Pakiranje: 10 x 200 ml
Broj artikla: 4691



**500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrijebiti posebno, ali i za nadopunjavanje stanica. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 5 minuta
Pakiranje: 12 x 500 ml
Broj artikla: 4604



**1000 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%. Zahvaljujući pakiranju od 1000 ml, omogućuje duže vremensko trajanje ispiranja. Može se upotrijebiti posebno, ili za nadopunjavanje stanica. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 10 minuta
Pakiranje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4707



**500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ DUO**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. DUO izrada omogućuje istovremeno ispiranje oba oka. Može se upotrijebiti posebno, ili za nadopunjavanje stanica.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 minute
Pakiranje: 6 x 500 ml
Broj artikla: 4861



**1000 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ DUO**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Zahvaljujući pakiranju od 1000 ml, omogućuje duže vremensko trajanje ispiranja. DUO izrada omogućuje istovremeno ispiranje oba oka. Može se upotrijebiti posebno, ili za nadopunjavanje stanica.

Vrijeme ispiranja: otp. 5 minuta
Pakiranje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4800



**3 X 500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Praktično pakiranje sredstva za ispiranje očiju sa 3 komada bočica od 500 ml, koje sadrže sterilnu otopinu natrij-klorida od 0,9%. Kutija je laka za nošenje, možemo je ponijeti u auto dok stignemo kod liječnika. Bočice se i posebno mogu upotrijebiti ali i za nadopunjavanje stanica za ispiranje očiju.

Vrijeme ispiranja: otp. 15 minuta
Pakiranje: 4 x 3 x 500 ml
Broj artikla: 4620

Ispiranje očiju u slučaju ozljeda od kemikalija

pH Neutral neutralizira kiseline i lužine te ih eliminira iz očiju tijekom ispiranja. Dokazana učinkovitost!

VAŽNE INFORMACIJE

U slučaju ozljeda očiju uzrokovanih hidrogen fluoridom ne može se koristiti niti samo pH Neutral, niti samo Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć.

Oni mogu neutralizirati i isprati hidrogen fluorid iz oka, ali ne mogu spriječiti jaku ozljedu tkiva, tako da je svakako potrebnu obratiti se liječniku u slučaju sličnih očnih ozljeda.

PRAVILNA UPORABA PH NEUTRALA

pH Neutral sredstvo za ispiranje očiju osigurava ispiranje u roku 2 minute, u slučaju očnih ozljeda uzrokovanih kemikalijama sa kiselinom i lužinom. Upotrijebite pH Neutral za neutraliziranje kiseline ili lužine te za vraćanje prirodne pH vrijednosti oka. Nakon toga nastavite sa ispiranjem uz pomoć Plum sredstva (sterilna otopina od 0.9%), dok ne stignete kod liječnika.

SVUDA IMA OPASNIH MATERIJALA

Ima radnih mjesta i industrija gdje su radnici izloženi opasnosti većoj od uobičajene, što se tiče ozljeda od kemikalija. Na primjer, u raznim kemijskim postrojenjima, u industriji za recikliranje, tvornicama cementa i na gradilištima ili na području petroke-mije, te u prehrambenoj i papirnoj industriji. Tijekom spremanja i čišćenja se također često koriste materijali od jake kiseline i lužine. Nezgoda se uvijek može dogoditi: dovoljno je jedno labavo crijevo ili eksplodiran akumulator i nezgoda se dogodila. Upravo zbog toga, uvijek držite pri ruci pH Neutral sredstvo za ispiranje očiju!

VEĆ NEKOLIKO SEKUNDI MOGU BITI PRESUDNE

Kiseline i lužine oštećuju tkivo i strukturu kože. Težina ozljede ovisi o više faktora:

- Koncentracija kemikalije: materijali od jake kiseline i lužine mogu uzrokovati izvanredne ozljede.
- Temperatura: što je viša temperatura, to je jača ozljeda koju kemikalije mogu uzrokovati.
- Vremensko trajanje kontakta: što je duže kemikalija u dodiru s kožom ili očima, to je ozbiljnija ozljeda.

U slučaju ozljeda očiju uzrokovanih kemikalijama vrlo je važno da ih što prije neutraliziramo, te da postignemo vrijednost od 7.4 pH, koja odgovara prirodnoj PH vrijednosti oka. Čak i nekoliko sekundi mogu biti presudne: kiselina ili lužina se po mogućnosti treba neutralizirati još prije nego što bi one dotakle rožnicu. Tamo, gdje se može pojaviti opasnost ozljeda očiju, važno je da tekućina za ispiranje očiju bude:


- Lako dostupna
- Spremna za brzu i laku uporabu
- Učinkovita

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU MORA BITI UČINKOVITO

pH Neutral sadrži 4,9% fosfata, koji brzo i učinkovito neutralizira materijale od kiseline i lužine. Hidrogenfosfat pruža učinkovitu pomoć protiv kiselina, dok dihidrogen-fosfat neutralizira lužine. Učinkovitost pH Neutral sredstva za ispiranje očiju potvrđuju znanstvena istraživanja.

Testirali smo učinkovitost pH Neutral-a protiv jakih kiselina i lužina te smo je usporedili sa osnovnim sredstvom za ispiranje očiju, koje sadrži otopinu natrij-klorida od 0.9%. Test je jasno pokazao da pH Neutral u kratkom vremenu može neutralizirati većinu materijala od kiseline i lužine, te vratiti normalnu pH vrijednost oka. Osnovno sredstvo za ispiranje očiju također može razvodniti kemikalije na taj način malo ublažavajući bol, ali u pH vrijednosti može postići samo manje promjene. (1. slika).

1-slika: Neutraliziranje jakih kiselina i lužina



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

Sva dokumentacija dostupna je na zahtjev.



200 ML PH NEUTRAL

Ova mala bočica, laka za rukovanje stane i u najmanji džep odijela. Sredstvo za ispiranje očiju sadrži 4.9% sterilnog fosfata koji brzo neutralizira kisele i lužne kemikalije. Bočica se može držati u specijalno izrađenoj torbici oko struka, u kutiji za prvu pomoć ili u ladici za alate. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 min
Pakiranje: 10 x 200 ml
Broj artikla: 4752



500 ML PH NEUTRAL DUO

Sredstvo za ispiranje očiju sa 4.9% fosfata, koji brzo neutralizira kisele i lužne kemikalije. Zahvaljujući DUO izradi oba oka se istovremeno mogu čistiti, tako da je preporučeno za radna mjesta gdje postoji opasnost da se oba dva oka ozlijede.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 min
Pakiranje: 6 x 500 ml
Broj artikla: 4801



1000 ML PH NEUTRAL SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE OČIJU MLAZOM

Sredstvo za čišćenje očiju od 4.9% sterilnog fosfata koji brzo neutralizira kemikalije od kiselina i lužina. Može se upotrijebiti posebno na radnim stanicama, lako se može držati u kutiji s alatima ili na zidu. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 min
Pakiranje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4746



” OZLJEDE OČIJU
UZROKOVANE
KEMIKAJIJAMA
SE DOGAĐAJU
KADA NAJMANJE
RAČUNAMO...

pH Neutral DUO je spasio vid zaposleniku francuske tvrtke SITA. Bave se reciklažom plastike – kao što su bočice sredstva za čišćenje. Nagrizajuće sredstvo je iz takve bočice došlo u kontakt sa očima zaposlenika. Međutim, pH Neutral DUO je odmah uspio neutralizirati štetan materijal i to istovremeno u oba dva oka. Tako je zaposlenik već slijedeći dan mogao nastaviti sa poslom, bez oštećenja vida.



Stanice za ispiranje očiju u slučaju mehaničkih ozljeda

Zidna stanica se lako može pregledati i odmah pruža pomoć u slučaju nezgoda

PLUM DUO KUTIJA ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica za ispiranje očiju, otporna na prašinu, od polistirena, 2 x 1000 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Prikladno za radna mjesta gdje postoji opasnost mehaničkih ozljeda očiju, prašine i prljavštine.

Vrijeme ispiranja:	otp. 10 min
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4816
Veličine:	357 x 252 x 116 mm

DA LI JE I ZA VAS OZBILJNA STVAR PRUŽANJE PRVE POMOĆI?

Nezgode se neočekivano događaju – tada je već kasno u ormaru tražiti kutiju za prvu pomoć, ona je odmah potrebna!

Zahvaljujući stanicama, sredstva potrebna za pružanje prve pomoći lako postaju dostupna. Možete birati među otvorenim i zatvorenim stanicama. Zatvorene su praktične uglavnom za radna okruženja gdje ima puno prašine, zbog osiguravanja higijenskog održavanja za bočice.

Važno: izvan stanica uvijek držimo pri ruci još par bočica da u slučaju nezgode možemo nastaviti sa ispiranjem, dok ne stignemo kod liječnika.



PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU I PRVU POMOĆ U KUTIJI

200 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavštine, ali se lako otvara kada je potrebno. Prikladno za nadopunjavanje stanica za ispiranje očiju ili mobilna radna mjesta (na primjer vozila).

Vrijeme ispiranja:	otp. 2 min
Pakiranje:	10
Broj artikla:	4695
Broj artikla zidne ručke:	955904
Veličine:	58 x 58 x 163 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju sa zidnom ručkom, u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavštine ali se lako otvara, ukoliko je potrebno. Prikladno za brza i jednostavna ispiranja na radnim mjestima gdje ima više prašine.

Vrijeme ispiranja:	otp. 5 min
Pakiranje:	12
Broj artikla:	4609
Broj artikla za nadopunjavanje:	4605
Broj artikla zidne ručke:	955904
Veličine:	79 x 79 x 214 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU DUO

Zidna stanica za ispiranje očiju sa 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju. Vrlo prikladno za manje ili mobilne radne stanice gdje istovremeno ispiranje oba oka može biti potrebno.

Vrijeme ispiranja:	otp. 5 min
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4802
Veličine:	375 x 180 x 95 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

Zidna stanica za ispiranje očiju, otporna na prašinu od polistirena, sa 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Izvanredno prikladno na prljavim područjima gdje ima prašine ili na mobilnim radnim stanicama.

Vrijeme ispiranja:	otp. 10 minuta
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4650
Veličine:	280 x 230 x 110 mm

MOGUĆE UGRADITI I ZAJEDNO SA JEDINICOM ZA GRIJANJE.

Broj artikla:	4649
---------------	------

LAKO SE PRIČVRŠĆUJE

Svaka se zidna stanica lako može pričvrstiti i sadrži piktogram, na kojem je navedena pravilna uporaba proizvoda.



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica sa 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Vrlo prikladno na manjim i mobilnim radnim stanicama.

Vrijeme ispiranja:	otp. 5 minuta
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4611
Veličine:	300 x 170 x 80 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU MAXI

Zidna stanica sa 2 x 1000 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Vrlo prikladno za manje ili mobilne radne stanice gdje i duže ispiranje očiju može biti potrebno. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja:	otp. 20 minuta
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4708
Veličine:	375 x 260 x 95 mm



PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica sa 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju. Vrlo prikladno u čistom radnom okruženju gdje nema prašine ali postoji opasnost mehaničkih ozljeda očiju.

Vrijeme ispiranja:	otp. 10 minuta
Pakiranje:	1
Broj artikla:	4694
Veličine:	290 x 228 x 80 mm



Iznenadno pukne cijev puna tekućine pod pritiskom ili crijevo upravo postane labavo... I zbog toga se oslobode materijali s nagrizajućim učinkom. Najčešće se nezgode uzrokovane kemikalijama na taj način događaju. Ukoliko kemikalija dođe u kontakt s okom svaka sekunda se računa, ukoliko ne želite izgubiti vid!

Stanice za ispiranje očiju za slučajeve očnih ozljeda uzrokovanih kemikalijama

Zahvaljujući combibox-u možete se pripremiti na manje i ozbiljnije nezgode uzrokovane kemikalijama.

ZAJEDNIČKA SNAGA SREDSTVA ZA PRVU POMOĆ PLUM I SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU PH NEUTRAL

Ukoliko kiseli ili alkalni materijali dođu u dodir s očima, preporučujemo kombinirano ispiranje – prvo sa pH Neutral-om, te s Plum sredstvom za prvu pomoć i ispiranje očiju. Zbog toga smo sastavili izbor combi box-a, a zahvaljujući tome odmah može početi neutraliziranje kemikalije koja je došla do oka, te se s fiziološkom otopinom soli može nastaviti ispiranje sve dok ne stignemo kod liječnika.

Ukoliko radite s uglavnom tekućim kemikalijama, preporučujemo vam pH Neutral DUO, jer se na taj način može omogućiti istovremeno ispiranje oba oka.

Otvorene stanice sredstva za ispiranje očiju preporučujemo za čista radna mjesta bez prašine – na primjer za laboratorije. Zatvorene stanice su izrađene za prljava radna mjesta gdje ima prašine. Svaka stanica se posebno može pričvrstiti, te sadrži ogledalo i piktogram. Na piktogramu se jasno vidi pravilna uporaba proizvoda.



PH NEUTRAL SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

200 ml pH neutral sredstva za ispiranje očiju u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavština ali se lako može otvoriti kada je potrebno. Brzo neutralizira kemikalije od kiseline i lužine. Prikladno za nadopunjavanje stanica ali praktično i za mobilne radne stanice, vozila.

Vrijeme ispiranja:	otp. 2 minute
Pakiranje:	10
Broj artikla:	4755
Broj artikla zidne ručke:	955904
Veličine:	58 x 58 x 163 mm



QUICKCLEAN ZA ČIŠĆENJE RANA SA ZIDNOM RUČKOM

Kutija sadrži 40 komada maramica za čišćenje rana, sa kojima možemo dezinficirati manje rezove i ozljede. Sadrži i zidnu ručku, tako da se lako može smjestiti i u blizini obavljanja rada. Svaka maramica je zasebno pakovana, natopljena sterilnom vodom. Veličina maramica je 130 x 200 mm.

Pakiranje:	6 x 40
Broj artikla:	5550
Veličine:	150 x 80 x 64 mm



STANICA ZA PRVU POMOĆ

Zidna stanica sa sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć, dozerom flastera, maramicom za čišćenje rana, ogledalom i piktogramom.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
1 x 500 ml Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 40 QuickClean maramica za čišćenje rana	5551
1 x QuickFix dozer elastičnih flastera, sa 90 flastera	5507

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5101
Veličine:	300 x 515 x 85 mm



PLUM COMBI-BOX DUO

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu s 500 ml pH Neutral DUO sredstva za ispiranje očiju i 500 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gdje ima puno prašine, u tvornicama gdje se mogu dogoditi istovremene ozljede oba oka. Uz pomoć Combi Box DUO možete se pripremiti na mehaničke ozljede isto kao i na one uzrokovane kemikalijama.

Vrijeme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilna otopina soli otp. 2 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4862
Veličine: 280 x 230 x 110 mm



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu sa 500 ml pH Neutral DUO sredstva za ispiranje očiju i 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gdje ima puno prašine, u tvornicama gdje se istovremeno mogu dogoditi ozljede oba oka. Uz pomoć Combi Box DUO možete se pripremiti na mehaničke ozljede isto kao i na one uzrokovane kemikalijama.

Vrijeme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilna otopina soli otp. 5 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4810
Veličine: 357 x 252 x 116 mm



PLUM COMBI-BOX

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu sa 200 ml pH Neutral sredstva za ispiranje očiju i 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gdje ima puno prašine, u tvornicama gdje se istovremeno mogu dogoditi ozljede oba dva oka.

Vrijeme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilna otopina soli otp. 5 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4787
Veličine: 280 x 230 x 110 mm
MOGUĆE UGRAĐIVANJE I ZAJEDNO SA JEDINICOM ZA GRIJANJE
Broj artikla: 4664



PH NEUTRAL STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU MLAZOM

Zidna stanica sa 1000 ml pH Neutral sredstva za ispiranje očiju, koje brzo neutralizira kiseline i lužine. Lako se može pričvrstiti na zid na radnom mjestu. Sa zaštitnikom od prašine.

Vrijeme ispiranja: otp. 2 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4741
Veličine: 300 x 160 x 95 mm



PLUM COMBI-STATION

Zidna stanica sa 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć. Izvanredno je dobar izbor za radna mjesta gdje se mehaničke ozljede očiju mogu dogoditi isto kao i one uzrokovane kemikalijama.

Vrijeme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilna otopina soli otp. 5 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4773
Veličine: 290 x 228 x 80 mm



PLUM COMBI-STATION DUO

Zidna stanica sa 500 ml pH Neutral DUO i 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gdje postoji opasnost nezgoda uzrokovanih mehaničkim putem ili kemikalijama, te se istovremeno mogu dogoditi ozljede oba dva oka.

Vrijeme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilna otopina soli otp. 5 minute
Pakiranje: 1
Broj artikla: 4803
Veličine: 375 x 250 x 95 mm

Quick Fix

JEDINSTVENI QUICKFIX SISTEM DOZIRANJA

- Osigurava brz i vidljiv pristup flasterima i ampulama za ispiranje očiju.
- Flaster izvađen iz dozera je odmah spreman za korištenje.
- Svaki flaster je zasebno pakovan.
- Lako ga je koristiti i samo s jednom rukom.
- Dozer se bilo kada može ponovo napuniti.
- Odmah se može primijetiti, ako je dozer prazan.
- Lako se mogu zaustaviti manja krvarenja bez uprljanja ostalih flastera.
- Lako možemo naći mjesto za dozer manje veličine bilo gdje.
- Dozer s policom: možemo na njoj držati i druga važna sredstva.
- Dozer se čak i ključem može zaključati.



QUICKFIX - ELASTIČAN

Zidni dozer sa 90 komada elastičnih flastera. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži – omogućuje njeno disanje.



QUICKFIX – VODOOTPORAN

Zidni dozer sa 90 komada vodootpornih flastera, izrađena specijalno za vlažna poslovna okruženja. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući njeno disanje.



QUICKFIX – MJEŠANO

Zidni dozeri sa 45 komada elastičnih i 45 komada vodootpornih flastera. Dvije vrste flastera se prilagođavaju promjenama poslovnih okruženja.

Pakiranje: 1
Broj artikla: 5502
Broj artikla za nadopunjavanje: 5512
Veličine sistema za nadopunjavanje: 135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera: 72 x 25 mm

Pakiranje: 1
Broj artikla: 5501
Broj artikla za nadopunjavanje: 5511
Veličine sistema za nadopunjavanje: 135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera: 72 x 25 mm

Pakiranje: 1
Broj artikla: 5507
Broj artikla za nadopunjavanje: 5512 & 5511
Veličine sistema za nadopunjavanje: 135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera: 72 x 25 mm

QuickFix je brza pomoć u slučaju manjih, svakodnevnih ozljeda

Sa zidnim dozerom puno vremena možete uštediti. Samo nalijepite flaster i već možete nastaviti s radom!

BRZA I HIGIJENSKA POMOĆ U SLUČAJU MANJIH OZLJEDA

Manje nezgode se svaki dan mogu dogoditi i na radnom mjestu. Kod sitnih ozljeda dovoljan je i jedan flaster. Izaberite flaster koji odgovara vašem radnom mjestu – ili njegovu odgovarajuću kombinaciju! Nudimo rješenja za radnike u suhim ili vlažnim poslovnim okruženjima, ali čak i za prehrambenu industriju. Ne gubite vrijeme: izvadite flaster iz dozera, nalijepite ga i već možete nastaviti s radom! QuickFix brzo, higijenski i učinkovito rješava problem.



Izvadite flaster iz dozera. On je odmah spreman za korištenje...



...i lako se može nalijepiti i jednom rukom.

MOŽETE BIRATI IZMEĐU 3 VRSTE I 2 VELIČINE

ELASTIČNI FLASTERI

Flasteri od materijala koji odgovara koži. Odgovaraju površini kože i kretanju ruke.

VODOOTPORNI FLASTERI

Vodootporni flasteri za radnike vlažnih radnih okruženja.

FLASTERI S METALNIM VLAKNIMA

Flasteri s metalnim vlaknima izrađeni specijalno za prehrambenu industriju. Zahvaljujući živoj boji i ugrađenim metalnim vlaknima lako se može identificirati pogledom i detektorom metala.

QUICKFIX LONG

Ekstra dugački flasteri. Više puta se mogu omotati oko prstiju, na taj način osiguravajući da će flaster ostati na mjestu i tijekom rada.



QUICKFIX – S UGRAĐENIM METALNIM VLAKNIMA

Zidni dozer s 90 komada flastera s metalnim vlaknima, koji se detektorom mogu identificirati. Izrađeni su specijalno za prehrambenu industriju. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži – na taj način osiguravajući disanje kože.



QUICKFIX LONG - ELASTIČAN

Zidni dozer sa 60 komada dugačkih, elastičnih flastera, koji odgovaraju površini kože. Više se puta mogu omotati oko prstiju, osiguravajući da ostanu na mjestu i tijekom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži – omogućujući disanje kože.



QUICKFIX LONG – SA METALNIM VLAKNIMA

Zidni dozer sa 60 komada plavih flastera s metalnim vlaknima, koji se detektorom mogu identificirati. Izrađeni su specijalno za prehrambenu industriju. Više puta se mogu omotati oko prstiju, osiguravajući da ostanu na mjestu i tijekom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži.

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5503
Broj artikla za nadopunjavanje:	5513
Veličine sistema za doziranje:	135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera:	72 x 25 mm

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5528
Broj artikla za nadopunjavanje:	5508
Veličine sistema za doziranje:	135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera:	120 x 20 mm

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5529
Broj artikla za nadopunjavanje:	5509
Veličine sistema za doziranje:	135 x 230 x 32 mm
Veličine flastera:	120 x 20 mm



QUICKFIX & RINSE

Sistem za doziranje s 5 komada ampula za ispiranje očiju, koji se može pričvrstiti na zid; ampule sadrže sterilnu otopinu soli od 0.9%; te sa 45 komada elastičnih flastera. Sistem doziranja pruža jednostavnu, brzu i higijensku pomoć u slučaju manjih nezgoda (iritacija oka, sitne rane, rezovi).

Pakiranje:	1
Broj artikla:	4631
Broj artikla za nadopunjavanje:	5512 & 5160
Veličine sistema za doziranje:	190 x 230 x 32 mm
Veličine flastera:	72 x 25 mm



QUICKRINSE

Sistem dozera s 10 komada ampula za ispiranje očiju, koji se može pričvrstiti na zid; ampule sadrže sterilnu otopinu soli od 20 ml i 0.9%; te sa 45 komada elastičnih flastera. Sistem doziranja pruža jednostavnu, brzu i higijensku pomoć u slučaju manjih ozljeda očiju, uzrokovane na primjer prašinom, prljavštinom ili kao što je suhi osjećaj oka tijekom rada.

Pakiranje:	1
Broj artikla:	4632
Broj artikla za nadopunjavanje:	5160
Veličine sistema za doziranje:	135 x 230 x 32 mm



Ampule manje veličine za sitne ozljede

QuickRinse je ekonomično rješenje u slučaju manjih ozljeda očiju.

QUICKRINSE – ZA BRZA ISPIRANJA!

Oko nam je jedan od najosjetljivijih organa. Već početni suhi osjećaj oka ili iritacija može biti prilično neugodna, pogotovo tijekom rada. Može uzrokovati čak i bol ili osjetljivost na svjetlo, što sprečava rad. QuickRinse pomaže u vraćanju osjećaja ravnoteže.


Svaka ampula sadrži 20 ml otopine za ispiranje očiju, s kojom se može ublažiti suhi osjećaj oka ili iritacija uzrokovana manjim prljavštinama (na primjer prašina). Kombinacija QuickFix & Rinse omogućuje da flasteri i ampule za ispiranje očiju uvijek budu pri ruci.

Uvijek pri ruci

Praktična rješenja

- ponesite prvu pomoć sa sobom!

Naši flasteri i ampule za ispiranje očiju su dostupne u praktičnom i nosivom izdanju. Držite ih uvijek pri ruci: u kutiji za alate, u pretincu vozila, u torbi, u džepu kaputa ili u osnovnoj kutiji za prvu pomoć. Na taj način uvijek možete biti pripremljeni na sitne, neočekivane ozljede koje se dešavaju uvijek kada ih najmanje očekujemo.



QUICKFIX MINI

Mali paket praktičnog izdanja s 30 komada elastičnih flastera. Lako ga možete ponijeti bilo gdje gdje bi možda bio potreban flaster. Svaki flaster je zasebno pakovan i odmah spreman za uporabu. Flasteri su napravljeni od materijala koji je prikladan koži, odgovaraju njenoj površini i dopuštaju joj da slobodno diše.

Pakiranje:	30 x 30
Broj artikla:	5504
Veličina flastera:	72 x 25 mm



QUICKRINSE MINI

Paket praktičnog izdanja sa 4 komada ampula za ispiranje očiju, od kojih svaka sadrži 20 ml sterilne solne otopine od 0.9%. Uz njihovu pomoć ublažuje se suhi osjećaj u oku ili iritacija uzrokovana prašinom ili prljavštinom. Ampule se lako, sa jednim potezom mogu otvoriti i odmah koristiti. Zahvaljujući malom pakovanju QuickRinse Mini možete ponijeti bilo gdje.

Pakiranje:	5 x 4
Broj artikla:	4619



TORBIČA OKO STRUKA ZA BOČICU OD 200 ML

Praktičan dodatak radnom odijelu. Lako se otvara i omogućuje da prva pomoć uvijek bude pri ruci. Bilo koje sredstvo za ispiranje očiju od 200 ml se sigurno i higijenski može držati u njoj.

Pakiranje:	10
Broj artikla:	4692

QuickSafe – brza i jednostavna prva pomoć, odmah

Možete biti mirni:
sve će uvijek biti pri ruci
kada je potrebno.

OSOBNOST PRILAGOĐAVAJUĆE STANICE ZA PRVU POMOĆ

Napunite vlastitu stanicu za prvu pomoć proizvodima koji odgovaraju potrebama vašeg radnog mjesta! Sredstvo za ispiranje očiju, za ispiranje prljavština. pH Neutral, za neutraliziranje materijala od kiseline i lužine. Flaster, koji odgovara poslovnom okruženju. Gel za opekotine, koji pomaže u slučaju lakših, manje ozbiljnih opekotina. Sredstvo za ispiranje očiju za suhe, iritirane oči. Maramice za čišćenje rana, za manje ozljede. Kompresivni zavoj za hitno pružanje prve pomoći u slučaju ozbiljnijih nezgoda. Sve to iza prozirnog prozora, da odmah vidite gdje se nalazi proizvod koji vam je trenutno potreban.

” NAJVAŽNIJA SREDSTVA UVIJEK TREBAJU BITI PRED OČIMA.

Spaencom A/S se bavi proizvodnjom betonskih elemenata. Tvrtka je izabrala Plum QuickSafe da bi omogućila sigurno poslovno okruženje za 500 zaposlenika. “Izabrali smo Plum QuickSafe, da bi lako prilagodili stanice za prvu pomoć potrebama pojedinačnim područjima poslovanja. Na primjer na područjima gdje se betonski elementi peru kiselinama, na stanicama smjestimo pH Neutral sredstva za ispiranje očiju i otopinu soli. QuickSafe uvijek sadrži najpotrebnije elemente i možemo ih smjestiti i u direktnoj blizini obavljanja posla. Tako da u slučaju nezgode pomoć odmah bude pri ruci.” Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





QuickSafe® EMPTY

IZBOR JE VAŠ!

Ukoliko želite izabrati sadržaj stanice za prvu pomoć prema vlastitim potrebama, sa potpunom slobodom, moguće je!



IZABERITE QUICKSAFE EMPTY, TE GA NAPUNITE ODGOVARAJUĆIM PROIZVODIMA!

Ukoliko od naše četiri QuickSafe stanice ni jedna ne odgovara potrebama vašem radnom mjestu, stanica za prvu pomoć se može čak i 100% prilagoditi njima. To ćemo na sljedećim stranicama detaljno navesti. Jednostavno izaberite praznu stanicu, koja se može pričvrstiti na zid, te potražite naše proizvode za prvu pomoć, koji odgovaraju vašim potrebama.

Pakiranje: 1
Broj artikla: 5173
Veličine: 430 x 253 x 92 mm

Pomoć je pri ruci

Laka dostupnost povećava sigurnost.

Uz pomoć QuickSafe-a možete postaviti najvažnije proizvode za prvu pomoć na isto mjesto, te ih lako možete postaviti blizu mjesta gdje se obavlja rad - tamo gdje će oni najviše biti potrebni. Sama stanica ne zauzima puno veće mjesto na zidu od papira veličine A3, tako da svuda stane.

Zahvaljujući prozirnoj prednjoj strani, sadržaj stanice se lako može pregledati. Vidjeti ćete koji proizvod je kada potrebno napuniti, a plastika istovremeno i štiti proizvode od prašine i ostalih prljavština. Higijensko i elegantno rješenje.



UČITAJTE QR KOD ILI POSJETITE
PLUM-QUICKSAFE.HU STRANICU
ZA NAJMODERNIJA RJEŠENJA
PRVE POMOĆI



QuickSafe® BASIC

SAVRŠEN POČETAK

QuickSafe Basic pruža potpunu slobodu: Vi možete izabrati kakvi proizvodi će se pojaviti na vašim policama.



IMATE SPECIJALNE POTREBE U VEZI STANICE ZA PRVU POMOĆ?

Osnova cijelog QuickSafe sistema je Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć. QuickSafe Basic, pored sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć sadrži i pH Neutral, ampule za ispiranje očiju i flastere. O ostalom Vi odlučujete. Prvu policu stanice možete napuniti proizvodima koji odgovaraju potrebama vaše tvrtke.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
2 x 500 ml sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastični flaster za nadopunjavanje, 45 komada flastera	5512


Pakiranje:	1
Broj artikla:	5170
Veličine:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

POTPUNO RJEŠENJE

Sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć sa pH Neutral i ampulama za ispiranje očiju; kompresijski zavoj; maramice za čišćenje rana; flasteri i gel za opekotine u slučaju lakših opekotina.



VELIKI IZBOR PROIZVODA

QuickSafe Complete osigurava široki krug rješenja za prvu pomoć. Možete naći rješenje od najkritičnijih stanja do sasvim sitnih, svakodnevnih ozljeda.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
18 x QuickCool gel za opekotine	5150
1 x QuickStop kompresijski zavoj 1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	5152
20 x QuickClean maramice za čišćenje rana	5151
2 x 500 ml sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastični flaster za nadopunjavanje sa 45 komada flastera	5512

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5174
Veličine:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

RJEŠENJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Ovu stanicu smo napunili proizvodima koji su osnovni u prehrambenoj industriji.



BRZO I SIGURNO RJEŠENJE, UGRAĐENA METALNA VLAKNA

Naša stanica za prvu pomoć, sastavljena za prehrambenu industriju, kantine i restorane među ostalom sadrži i flastere sa metalnim vlaknima, maramice za čišćenje rana, gel za opekotine i kompresijski zavoj.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
18 x QuickCool gel za opekotine	5150
1 x QuickStop sterilni zavoj	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean maramice za čišćenje rana	5151
2 x 500 ml sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix flaster s metalnim vlaknima 45 kom	5513
1 x QuickFix s metalnim vlaknima, dugački flaster, 30 kom	5509

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5175
Veličine:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

ZAŠTITA OD OZLJEDA UZROKOVANIM KEMIČALIJAMA

Ozljeđe uzrokovane kiselinom i lužinom mogu imati ozbiljne, čak i na život opasne posljedice, ukoliko se ne pobrinemo na vrijeme za odgovarajuću prvu pomoć.



KADA JE SPAS PITANJE SEKUNDI

Ukoliko se na vašem radnom mjestu mogu dogoditi ozljeđe uzrokovane kemikalijama, dostupnost učinkovitom sredstvu za ispiranje očiju je ključan čimbenik. Stanica za prvu pomoć, izrađena za kemijsku industriju među ostalom sadrži i pH Neutral DUO sredstvo za ispiranje očiju, s kojim se istovremeno može obaviti ispiranje oba oka.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
1 x 500 ml sredstva za ispiranje očiju DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastični flaster, 45 kom	5512

Pakiranje:	1
Broj artikla:	5171
Veličine:	430 x 253 x 92 mm



QUICKSTOP

Kompresivni zavoj za učinkovito pružanje prve pomoći, u slučaju manjih ozljeda ili jača krvarenja. Sterilni kompresivni zavoj je elastičan, napravljen od materijala koji odgovara koži, ali ne lijepi se na nju i pušta je da diše.

SADRŽAJ:

1 x kompresivni zavoj,
17 x 17 cm
2 x kompresivni zavoj,
12 x 7,5 cm

Pakiranje: 6 x 3
Broj artikla: 5152



QUICKCLEAN MARAMICA ZA ČIŠĆENJE RANA

40 komada maramica za čišćenje rana u kutiji, za manje rane, rezove, opekotine. Svaka maramica je zasebno pakovana i natopljena sterilnom vodom. Prikladna za nadopunjavanje stanica za prvu pomoć i dozera sa zidnom ručkom.

Pakiranje: 13 x 20
Broj artikla: 5551



QUICKCLEAN

Maramice za čišćenje rana, u kutiji, za manje rane, rezove, ogrebotine. Svaka maramica je zasebno pakovana i natopljena sterilnom vodom. Može se koristiti zasebno ili za nadopunjavanje QuickSafe stanica za prvu pomoć. Kutija sadrži 20 maramica.

Pakiranje: 6 x 20
Broj artikla: 5151



QUICKCOOL

Gel za hitnu pomoć u slučaju lakših opekotina. Hladi i ublažava bol. Sadrži ulje čajevca. Može se koristiti posebno ili za nadopunjavanje QuickSafe stanica za prvu pomoć. Kutija sadrži 18 komada.

Pakiranje: 6 x 18
Broj artikla: 5150

Ne zaboravite na nadopunjavanje

Slijedećim proizvodima možete izvršiti nadopunjavanje zalihe za prvu pomoć.

Bilo koju stanicu za prvu pomoć ili dozer flastera QuickFix lako možete napuniti slijedećim našim proizvodima. Čak i nove proizvode možete dodati već postojećoj stanici za prvu pomoć. Svaka stanica se elastično može podesiti, a mi zbog toga možemo nuditi rješenja koja odgovaraju potrebama vaše tvrtke.



QUICKFIX VODOOTPORAN – ZA NADOPUNJAVANJE

45 komada vodoootpornih flastera koja su izrađena specijalno za vlažna radna mjesta. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući joj da diše.

Pakiranje: 6 x 45
Broj artikla: 5511
Veličina flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX ELASTIČAN – ZA NADOPUNJAVANJE

45 komada elastičnih flastera koji odgovaraju površini kože i kretanju ruke. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući njeno disanje.

Pakiranje: 6 x 45
Broj artikla: 5512
Veličina flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX SA METALNIM VLAKNIMA – ZA NADOPUNJAVANJE

45 komada plavih flastera sa metalnim vlaknima, koji se detektorom mogu otkriti. Razvijeni su ciljano za prehrambenu industriju. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži- omogućujući disanje kože.

Pakiranje: 6 x 45
Broj artikla: 5513
Veličina flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX LONG ELASTIČAN – ZA NADOPUNJAVANJE

30 komada dugačkih, elastičnih flastera, koji odgovaraju površini kože. I više se puta mogu omotati oko prsta, na taj način osiguravajući da flaster ostane na mjestu i tijekom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji je prikladan koži – omogućujući koži da diše.

Pakiranje: 6 x 30
Broj artikla: 5508
Veličina flastera: 120 x 20 mm



QUICKFIX LONG SA METALNIM VLAKNIMA – ZA NADOPUNJAVANJE

30 komada dugačkih flastera sa metalnim vlaknima, koja se detektorom mogu otkriti. Razvijeni su ciljano za prehrambenu industriju. I više puta se može omotati oko prsta, na taj način osigurava da će flaster ostati na mjestu i tijekom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži.

Pakiranje: 6 x 30
Broj artikla: 5509
Veličina flastera: 120 x 20 mm



QUICKRINSE ZA NADOPUNJAVANJE

5 komada ampula za ispiranje očiju, koje sadrže 20 ml sterilne solne otopine od 0.9%. Prikladne su za nadopunjavanje QuickSafe, QuickFix & Rinse i QuickRinse stanica.

Pakiranje: 4 x 5
Broj artikla: 5160

Plum Hungary Ltd
info@plum.hu
www.plum.hu/hr

plum