

# PRVA POMOČ



ZAŠČITA  
PRI DELU

Sredstva za izpiranje oči  
Obliži  
Postaje za prvo pomoč

plum

# Optimalna varnost. Varna prva pomoč.

S pomočjo rešitev prve pomoči Plum lahko omejite število nesreč na delovnem mestu in njihove negativne posledice, za učinkovito delo vaših zaposlenih in podjetja.



Vsak dan lahko pride do manjših ali večjih nezgod. V takšnih primerih je pomembno, da je prva pomoč hitra in strokovna. S široko paleto naših izdelkov vam omogočamo enostavno ravnanje v primeru manjših ureznin, ran in poškodb oči, in vse to na higienski ter varen način. Naše postaje za prvo pomoč zagotavljajo, da bo pomoč vedno pri roki, tudi v primeru manjših poškodb.

## REŠITVE V SKLADU S POTREBAMI VAŠEGA DELOVNEGA MESTA

Nudimo široko paleto izdelkov za prvo pomoč, kot so sredstva za izpiranje oči, obliži, krpice za čiščenje ran, itn. Sami lahko enostavno izberete izdelke, ki jih potrebujete na svojem delovnem mestu. Delate v pisarni? V laboratoriju, kjer se uporabljajo tudi kemikalije? V obratu za predelavo hrane? Morda v avtomobilski delavnici? Izdelki Plum so uporabni v vseh poslovnih okoljih.

## ” ZARADI OHLAPNE CEVI JE SKORAJ POPOLNOMA IZGUBIL VID ...

Podjetje Hanstholm Fiskemelsfabrik ima razvit proizvodni obrat, vendar so bila pred nekaj leti v tovarni na voljo samo osnovna sredstva za izpiranje oči. Zaradi tega je eden od zaposlenih plačal visoko ceno: ko je ena od cevi postala ohlapna in sta njegovi očesi prišli v stik z lugom je skoraj popolnoma izgubil vid. Po nesreči je začela tovarna namenjati več pozornosti ustreznemu dajanju prve pomoči. »Če bi takrat imeli sredstvo za izpiranje oči, kot je pH Neutral DUO, bi bila tudi ta nesreča manj tragična. Danes ga imamo vedno pri roki«, je dejal Ronni Jorgensen, vodja nabave v podjetju.





Zeleno sredstvo za izpiranje oči Plum pomaga pri odstranjevanju prahu in tujkov iz oči.

pH Neutral v modri plastenki nudi takojšnjo pomoč tudi v primeru poškodb oči zaradi kislin in lugov.

Uporaba plastenk, ki omogočajo trajno in nežno izpiranje oči, je zelo enostavna.

Pravilno uporabo sredstva za izpiranje oči si lahko ogledate na piktogramu.

Posodica za izpiranje oči, izdelana iz mehke plastike, je oblikovana tako, da ustreza obliki očesa. Pred namestitvijo na oči jo rahlo stisnite. Na ta način vam bo pokrovček v pomoč pri tem, da bodo vaše oči odprte cel čas izpiranja, s tem pa bo zagotovljeno tudi maksimalno čiščenje.

Enostavno in hitro odpiranje. Sredstvo je za uporabo pripravljeno s samo eno potezo.

Ekonomična embalaža, rok uporabnosti največ 3 leta. Datum poteka roka uporabe je jasno odtisnjen na vrhu embalaže.

Zahvaljujoč ergonomično oblikovanemu pokrovu DUO, lahko izpiranje istočasno izvajate na obeh očeh. Posodica za izpiranje pri tem pomaga, da oči ostanejo odprte ves čas izpiranja.



## Mislili smo na vse.

Zeleno sredstvo za izpiranje oči Plum nudi hitro rešitev v primeru nesreč, ki so posledica mehanske umazanije. pH Neutral nevtralizira kisline in luge.

### IMATE SAMO DVE OČESI – PAZITE JU!

Oči so eno najpomembnejših čutil. Zato jih pazite! Nesreča nikoli ne počiva. Ne moremo je vedno preprečiti, vendar se lahko pripravimo na hitro nudenje prve pomoči. V kolikor se je poškodba oči že zgodila, šteje vsaka sekunda! Že od najmanjše zamude je odvisno ali boste izgubili vid ali ne. Zaradi tega je hiter dostop do sredstva za izpiranje oči in prve pomoči zelo pomemben.

### EDINSTVENE REŠITVE ZA IZPIRANJE OČI

Zahvaljujoč naši široki paleti izdelkov, lahko enostavno izberete najbolj optimalno rešitev za vaše podjetje. Izberite postaje, ki se lahko pritrdijo na steno, neposredno na vašem delovnem mestu. Ali pa manjša sredstva, enostavna za prenašanje, za vozila, škatle za orodje ali škatle za prvo pomoč – sredstvo za izpiranje oči pa lahko nosite tudi v posebej izdelani torbici okoli pasu.



Plastenke za izpiranje oči so v skladu z odobritvijo CE.

# Preprečimo poškodbe oči!

Sredstvo za izpiranje oči Plum iz oči odstranjuje umazanijo in prah, medtem ko sredstvo pH Neutral nevtralizirala kisline in luge.

Naši izdelki so razviti s pomočjo usposobljenih strokovnjakov za oči. To pomeni, da smo med izdelavo naših sredstev za izpiranje oči mislili tudi na najmanjše podrobnosti. Piktogrami so vam v pomoč pri pravilni uporabi. Pokrovček omogoča, da oko ostane odprto ves čas izpiranja. Na ta način tekočina pride v stik z očesom na ustreznem mestu, enakomerno in v optimalni količini.



Sredstvo za izpiranje oči Plum je enostavno za uporabo, če je prišlo do nesreče.



Obrnite pokrovček v smeri puščice, dokler se plastenka ne odpre.



Rahlo se nasonite, stisnite plastenko in začnite z izpiranjem.



Zatem lahko oko izpirate tudi tako, da se malo nagnete.

## NAČRT PRVE POMOČI V PRIMERU POŠKODBE OČI

1 Določimo vrsto poškodbe	2 Izberemo ustrezno sredstvo za izpiranje oči	3 Nadaljujemo z izpiranjem	4 Oko izperemo v skladu z navodili
<b>Tujek</b> prah, saje, koščki lesa in kovine	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Oko izpiramo, dokler umazanija ni popolnoma odstranjena.
<b>Kislina</b>	pH Neutral	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fiziološka raztopina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči.
<b>Lug</b>	pH Neutral	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fiziološka raztopina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči.
<b>Ostale kemikalije</b>	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Sredstvo za izpiranje oči Plum	Oko izpiramo, dokler ne dobimo zdravniške pomoči.

Vedno se prepričamo, da je curek tekočine sredstva za izpiranje ob stiku z očmi enakomeren in uravnotežen. Če sta poškodovani obe očesi, uporabimo sredstvo DUO.



## Edinstvena rešitev

Trenutno ni nobene druge rešitve, ki bi bila podobna sredstvu za izpiranje oči DUO Plum. Od zdaj naprej odločitev o tem katero oko boste rešili ni več potrebna!

---

### **SKORAJ 50 % POŠKODB OČI VPLIVA NA OBE OČESI**

Rezultati raziskav so pokazali, da skoraj 50 % poškodb oči zaradi kemikalij, istočasno vpliva na obe očesi. Sredstvo za izpiranje oči DUO vam omogoča, da ste pripravljeni tudi na takšne nevarnosti.

### **POKROVČEK OMOGOČA OPTIMALNO IZPIRANJE**

Pri poškodbah zaradi kemikalije je čas izrednega pomena. Resnost poškodbe je seveda odvisna tudi od koncentracije kisline ali luga, vendar je poleg tega pomemben tudi čas trajanja stika z očesom. Zaradi tega mora optimalna prva pomoč čim prej nevtralizirati škodljive snovi.

Pokrovček sredstva DUO je zasnovan tako, da ustreza obliki očesa in omogoča, da oko med izpiranjem ostane odprto – to zagotavlja enakomerno izpiranje in ustrezen čas trajanja izpiranja.

Sredstva za izpiranje oči in prvo pomoč Plum se lahko uporabijo enkrat. Le tako se lahko zagotovi sterilnost tekočine za izpiranje.





## Sredstvo za izpiranje oči v primeru mehanskih poškodb

Sredstvo za izpiranje oči Plum odpravlja neprijeten občutek, bolečino, ki jo povzročijo tujki in umazanija ter pomaga pri preprečevanju posledic.

---

Različne vrste tujkov lahko hitro pridejo v stik z očesom. Prah, umazanija iz zraka ali barva z dlani ... Nevarnost je večja na delovnih mestih, kjer lahko med uporabo naprav ali sredstev, potrebnih za delo, v stik z očesom pridejo koščki lesa in kovine.

Tudi najmanjši prah je lahko izredno neprijeten. Tudi manjše poškodbe lahko brez ustrezne nege povzročijo vnetje očesa, roženice ali šarenice. Če izpiranje oči izvedete takoj po nesreči, lahko preprečite vnetje in da bi tujek ostal v očesu.

Sredstvo za izpiranje oči Plum vsebuje sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida ter omogoča enakomerno in nežno izpiranje oči. V paleti naših izdelkov lahko najdete tudi najmanjšo plastenko, enostavno za uporabo, ki jo lahko vedno nosite s seboj, kot tudi večjo različico, ki se lahko pritrdi na steno in je v pomoč pri takojšnjem nudenju prve pomoči v primeru nesreče na delovnem mestu.



**200 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM**

Ta majhna plastenka, enostavna za uporabo, se prilega tudi najmanjšemu žepu obleke. Sredstvo za izpiranje oči vsebuje sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida. Plastenka se lahko hrani v posebni torbici okoli pasu, v škatli za prvo pomoč ali škatli za orodje. Z zaščito proti prahu.

**Čas izpiranja:** pribl. 2 min  
**Pakiranje:** 10 x 200 ml  
**Številka izdelka:** 4691



**500 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM**

Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida v plastenki, enostavni za uporabo. Lahko se uporablja posamezno, ali kot polnilo za postaje. Z zaščito proti prahu.

**Čas izpiranja:** pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 12 x 500 ml  
**Številka izdelka:** 4604



**1000 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM**

Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida. Zahvaljujoč 1000 ml plastenki omogoča daljši čas izpiranja. Lahko se uporablja posamezno, ali kot polnilo za postaje. Z zaščito proti prahu.

**Čas izpiranja:** pribl. 10 min  
**Pakiranje:** 6 x 1000 ml  
**Številka izdelka:** 4707



**500 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE  
OČI PLUM DUO**

Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida v plastenki, enostavni za uporabo. Različica DUO omogoča istočasno izpiranje obeh oči. Lahko se uporablja posamezno, ali kot polnilo za postaje.

**Čas izpiranja:** pribl. 2 min  
**Pakiranje:** 6 x 500 ml  
**Številka izdelka:** 4861



**1000 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE  
OČI DUO PLUM**

Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida v plastenki, enostavni za uporabo. Zahvaljujoč 1000 ml plastenki, omogoča daljši čas izpiranja. Različica DUO omogoča istočasno izpiranje obeh oči. Lahko se uporablja posamezno, ali kot polnilo za postaje.

**Čas izpiranja:** pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 6 x 1000 ml  
**Številka izdelka:** 4800



**3 X 500 ML  
SREDSTVO ZA IZPIRANJE  
OČI PLUM**

Praktična različica sredstva za izpiranje oči s tremi 500 ml plastenkami, ki vsebujejo sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida. Škatla je enostavna za prenašanje in jo lahko vzamete s seboj dokler ne pridete do zdravnika. Plastenke se lahko uporabljajo posamično ali kot polnilo za postaje za izpiranje oči.

**Čas izpiranja:** pribl. 15 min  
**Pakiranje:** 4 x 3 x 500 ml  
**Številka izdelka:** 4620

# Izpiranje oči v primeru poškodb s kemikalijami

pH Neutral nevtralizira  
kisline in luge ter jih med  
izpiranjem odstranjuje  
iz oči. Dokazana  
učinkovitost!

## POMEMBNE INFORMACIJE

V primeru poškodbe oči z vodikovim fluoridom, ni dovolj, da uporabite samo sredstvo pH Neutral ali samo sredstvo za izpiranje oči Plum. Ti dve sredstvi sicer lahko nevtralizirata in izpereta vodikov fluorid iz očesa, vendar ne moreta preprečiti težke poškodbe tkiva, zato je v primeru podobnih poškodb očesa v vsakem primeru potrebno poiskati zdravniško pomoč.

## PRAVILNA UPORABA SREDSTVA PH NEUTRAL

Sredstvo za izpiranje oči pH Neutral zagotavlja izpiranje v trajanju 2 minut, in sicer v primeru poškodb oči s kemikalijami z vsebnostjo kislin in lugov. Uporabite sredstvo pH Neutral za nevtralizacijo kisline in luga ter obnovitev naravne pH vrednosti očesa. Nato nadaljujte z izpiranjem s pomočjo sredstva Plum (sterilna 0,9 % raztopina), dokler ne dobite zdravniške pomoči.

## NEVARNE SNOVI SO POVSOD

Obstajajo delovna mesta in tovarne, kjer so zaposleni izpostavljeni večjim nevarnostim, kar se tiče poškodb s kemikalijami. To so na primer, različni kemijski obrati, obrati za recikliranje, cementarne in gradbišča ali področje petrokemije, pa tudi živilska in papirna industrija. Med shranjevanjem in čiščenjem se pogosto uporabljajo močne kisline in lugi. Nesreča nikoli ne počiva: dovolj je že ena ohlapna cev ali eksploziran akumulator in nesreča je tu. Prav zato imejte sredstvo za izpiranje oči pH Neutral vedno pri roki!

## ODLOČILNIH JE LAHKO ŽE NEKAJ SEKUND

Kisline in lugi poškodujejo tkivo in strukturo kože. Teža poškodbe je odvisna od več dejavnikov:

- Koncentracija kemikalije: močne kisline in lugi lahko povzročijo izredno močne poškodbe.
- Temperatura: višja kot je temperatura, večja je poškodba, ki jo lahko povzročijo kemikalije.
- Časovno trajanje stika: dlje kot je kemikalija v stiku s kožo ali z očmi, resnejša je poškodba.

V primeru poškodb oči, ki so jih povzročile kemikalije, je zelo pomembno, da se te čim prej nevtralizirajo ter da dosežemo vrednost pH 7,4, ki ustreza naravni pH vrednosti očesa. Odločilnih je lahko že nekaj sekund: kislo ali lug je treba, če je le mogoče, nevtralizirati še preden prodre do roženice. Na mestih, kjer obstaja nevarnost poškodb oči, je zelo pomembno, da je tekočina za izpiranje oči:


- lahko dostopna
- pripravljena za hitro in enostavno uporabo
- učinkovita

## SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI MORA BITI UČINKOVITO

pH Neutral je sestavljen iz 4,9 % fosfata, ki hitro in učinkovito nevtralizira kisline in luge. Hidrogenfosfat zagotavlja učinkovito pomoč proti kislinam, medtem ko dihidrogenfosfat nevtralizira luge. Učinkovitost sredstva za izpiranje oči pH Neutral potrjujejo znanstvene raziskave.

Preizkusili smo učinkovitost sredstva pH Neutral proti močnim kislinam in lugom ter ga primerjali z osnovnim sredstvom za izpiranje oči, ki vsebuje 0,9 % raztopino natrijevega klorida. Preizkus je jasno pokazal, da lahko sredstvo pH Neutral v zelo kratkem času nevtralizira večino kislin in lugov ter ponovno vzpostavi normalno pH vrednost očesa. Osnovno sredstvo za izpiranje oči lahko prav tako razredči kemikalije in na ta način nekoliko ublaži bolečino, vendar lahko pH vrednost spremeni samo v majhni meri. (Slika 1)

1. slika: Nevtralizacija močnih kislin in lugov



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2006.

All documentation is available on request.





**200 ML  
pH NEUTRAL**

Ta majhna plastenka, enostavna za uporabo, se prilega tudi najmanjšemu žepu obleke. Sredstvo za izpiranje oči vsebuje 4,9 % sterilnega fosfata, ki hitro nevtralizira kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. Plastenka se lahko hrani v posebej izdelani torbici okoli pasu, v škatli za prvo pomoč ali predalu za orodje. Z zaščito proti prahu.

Čas izpiranja: pribl. 2 min  
Pakiranje: 10 x 200 ml  
Številka izdelka: 4752



**500 ML  
pH NEUTRAL DUO**

Sredstvo za izpiranje oči vsebuje 4,9 % fosfata, ki hitro nevtralizira kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. Zahvaljujoč zasnovi sredstva DUO, lahko sedaj istočasno izpirate obe očesi, zato se priporoča na delovnih mestih, kjer obstaja nevarnost poškodb obeh oči.

Čas izpiranja: pribl. 2 min  
Pakiranje: 6 x 500 ml  
Številka izdelka: 4801



**1000 ML  
SREDSTVO ZA ČIŠČENJE OČI  
S CURKOM pH NEUTRAL**

Sredstvo za čiščenje oči iz 4,9 % sterilnega fosfata, ki hitro nevtralizira kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. Lahko se uporabi posebej na delovnih postajah, hrani v škatlah ali pritrni na steno. Z zaščito proti prahu.

Čas izpiranja: pribl. 2 min  
Pakiranje: 6 x 1000 ml  
Številka izdelka: 4746



” POŠKODBE OČI  
S KEMIKALIJAMI,  
SE ZGODIJO, KO  
JIH NAJMANJ  
PRIČAKUJEMO

Sredstvo pH Neutral DUO je rešilo vid zaposlenega v francoskem podjetju SITA. Podjetje se ukvarja z recikliranjem plastike – kot so plastenke sredstev za čiščenje. Jedko sredstvo je iz ene od takšnih plastenk prišlo v stik z očmi zaposlenega. Sredstvo pH Neutral DUO je v tem primeru nemudoma uspelo nevtralizirati škodljive snovi in to hkrati v obeh očeh. Tako je lahko zaposleni že naslednji dan nadaljeval z delom, brez okvare vida.



# Postaje za izpiranje oči v primeru mehanskih poškodb

Stenska postaja se lahko enostavno pregleda in takoj nudi pomoč v primeru nesreče

## COMBI-BOX DUO PLUM

Stenska postaja za izpiranje oči, zaščiten pred prahom, iz polistirena, 2 x 1000 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Primerna za delovna mesta, kjer obstaja nevarnost zaradi mehanskih poškodb oči, prahu in umazanije.

Čas izpiranja:	pribl. 10 min
Pakiranje:	1
Številka izdelka:	4816
Velikost:	357 x 252 x 116 mm

## ALI JE NUJENJE PRVE POMOČI TUDI ZA VAS RESNA STVAR?

Nesreče se zgodijo povsem nepričakovano – in tedaj je že prepozno, da bi v omari iskali škatlo za prvo pomoč, saj jo potrebujemo takoj!

Zahvaljujoč postajam, so sredstva potrebna za nudenje prve pomoči lahko dostopna. Izbirate lahko med odprtimi in zaprtimi postajami. Slednje so uporabne predvsem za delovna okolja z veliko prahu, saj zagotavljajo higiensko shranjevanje plasten.

**Pomembno:** izven postaj imejmo vedno pri roki še nekaj plasten, da lahko v primeru nesreče nadaljujemo z izpiranjem, dokler ne dobimo zdravniške pomoči.



## SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI V ŠKATLI PLUM

200 ml sredstva za izpiranje oči v škatli Plum Kartonska škatla plastenko ščiti pred umazanijo, vendar se lahko v primeru potrebe enostavno odpre. Primerno za polnjenje postaj za izpiranje oči ali mobilna delovna mesta (npr. vozila).

Čas izpiranja:	pribl. 2 min
Pakiranje:	10
Številka izdelka:	4695
Številka izdelka stenskega očaja:	955904
Velikost:	58 x 58 x 163 mm



## SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI V ŠKATLI PLUM

500 ml sredstva za izpiranje oči s stenskim ročajem Plum, v škatli Kartonska škatla plastenko ščiti pred umazanijo, vendar se lahko v primeru potrebe enostavno odpre. Primerno za hitro in enostavno izpiranje na delovnih mestih z več prahu.

Čas izpiranja:	pribl. 5 min
Pakiranje:	12
Številka izdelka:	4609
Številka izdelka za polnjenje:	4605
Številka izdelka stenskega očaja:	955904
Velikost:	79 x 79 x 214 mm



## POSTAJA ZA IZPIRANJE OČI DUO PLUM

Stenska postaja za izpiranje oči s 1000 ml sredstva za izpiranje oči DUO Plum. Zelo primerna za manjše ali mobilne delovne postaje, kjer je potrebno istočasno izpiranje obeh oči.

Čas izpiranja:	pribl. 5 min
Pakiranje:	1
Številka izdelka:	4802
Velikost:	375 x 180 x 95 mm



### POSTAJA ZA PRVO POMOČ Z DVEMA IZPIRALKAMA PLUM

Stenska postaja za izpiranje oči, zaščiten pred prahom, iz polistirena, z 2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Izredno primerna za umazana okolja z veliko prahu ali mobilne delovne postaje.

Čas izpiranja: pribl. 10 min  
 Pakiranje: 1  
 Številka izdelka: 4650  
 Velikost: 280 x 230 x 110 mm

### NAMESTITEV JE MOGOČA TUDI Z GRELNO ENOTO

Številka izdelka: 4649

### ENOSTAVNA PRITRDITEV

Vsaka stenska postaja se lahko enostavno pritrdi na steno in vsebuje enostavno pritrdivo, na katerem je prikazana pravilna uporaba izdelka.



### POSTAJA ZA PRVO POMOČ PLUM

Stenska postaja s 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Zelo primerna za manjše in mobilne delovne postaje.

Čas izpiranja: pribl. 5 min  
 Pakiranje: 1  
 Številka izdelka: 4611  
 Velikost: 300 x 170 x 80 mm



### POSTAJA ZA PRVO POMOČ MAXI PLUM

Stenska postaja z 2 x 1000 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Zelo primerna za manjše ali mobilne delovne postaje, kjer je lahko potrebno daljše izpiranje obeh oči.

Čas izpiranja: pribl. 20 min  
 Pakiranje: 1  
 Številka izdelka: 4708  
 Velikost: 375 x 260 x 95 mm



### POSTAJA ZA PRVO POMOČ PLUM

Stenska postaja z 2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Zelo primerno v čistem delovnem okolju brez prahu, v katerem kljub temu obstaja nevarnost mehanskih poškodb oči.

Čas izpiranja: pribl. 10 min  
 Pakiranje: 1  
 Številka izdelka: 4694  
 Velikost: 290 x 228 x 80 mm





Lahko se zgodi, da nenadoma počí cev, ki je polna tekočine in pod pritiskom, ali pa cev postane ohlapna... In posledično se sprostijo korozivne snovi. Najpogostejše nesreče s kemikalijami se zgodijo prav na ta način. V kolikor kemikalija pride v stik z očesom, šteje vsaka sekunda, če ne želite izgubiti vida!

# Postaje za prvo pomoč v primeru poškodb oči zaradi kemikalij

Zahvaljujoč kombiniranim postajam ste lahko pripravljeni na manjše in resnejše nesreče zaradi kemikalij.

## SKUPNA MOČ SREDSTVA ZA PRVO POMOČ PLUM IN SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI pH NEUTRAL

V kolikor kisle ali bazične snovi pridejo v stik z očmi, priporočamo kombinirano izpiranje – najprej s sredstvom pH Neutral, nato pa še s sredstvom za prvo pomoč in izpiranje oči Plum. Za ta namen smo sestavili izbor kombiniranih postaj, zahvaljujoč katerim lahko takoj začnete z nevtralizacijo kemikalije, ki je prišla v stik z očesom, s fiziološko raztopino pa se potem lahko izpiranje nadaljuje, dokler ponesrečeni ne dobi zdravniške pomoči.

V kolikor delate predvsem s tekočimi kemikalijami, vam priporočamo sredstvo pH Neutral DUO, saj je na ta način možno izpiranje obeh oči hkrati.

Odperte postaje s sredstvi za izpiranje oči priporočamo za čista delovna mesta brez prahu – npr. za laboratorije. Zaprte postaje pa so izdelane za umazana delovna mesta z veliko prahu. Vsaka postaja se lahko pritrdi ter vključuje ogledalo in piktogram. Na piktogramu je jasno razvidna pravilna uporaba izdelka.



### SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI V ŠKATLI pH NEUTRAL

200 ml sredstva za izpiranje oči v škatli pH Neutral Kartonska škatla štíti plastenko pred umazanijo, vendar se lahko v primeru potrebe enostavno odpre. Hitro nevtralizira kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. Primerno kot dopolnilo za postaje, vendar hkrati uporabno tudi za vse mobilne delovne postaje in vozila.

<b>Čas izpiranja:</b>	pribl. 2 min
<b>Pakiranje:</b>	10
<b>Številka izdelka:</b>	4755
<b>Številka izdelka stenskega ročaja:</b>	955904
<b>Velikost:</b>	58 x 58 x 163 mm



### QUICKCLEAN ZA ČIŠČENJE RAN S STENSKIM ROČAJEM

Škatla vsebuje 40 krpic za čiščenje ran, s katerimi lahko razkužite manjše ureznine in poškodbe. Vsebuje tudi stenski ročaj, zaradi česar se lahko enostavno namesti tudi v bližini mesta opravljanja dela. Vsaka krpica je pakirana posamično in prepojena s sterilno vodo. Krpica je velikosti 130 x 200 mm.

<b>Čas izpiranja:</b>	6 x 40
<b>Pakiranje:</b>	5550
<b>Velikost:</b>	150 x 80 x 64 mm



### POSTAJA ZA PRVO POMOČ

Stenska postaja s sredstvom za izpiranje oči in prvo pomoč, dozirnikom obližev, krpicami za čiščenje ran, ogledalom in piktogramom.

VSEBINA:	Številka izdelka:
1 x 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum	4604
1 x 40 krpice za čiščenje ran QuickClean	5551
1 x dozirnik elastičnih obližev QuickFix, z 90 obliži	5507

<b>Čas izpiranja:</b>	1
<b>Pakiranje:</b>	5101
<b>Velikost:</b>	300 x 515 x 85 mm



### COMBI-BOX DUO PLUM

Stenska postaja iz polistirena, odporna na prah, s 500 ml sredstva za izpiranje oči pH Neutral DUO in 500 ml sredstva za izpiranje oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna okolja z veliko prahu in tovarne, kjer lahko pride do poškodbe obeh oči hkrati. S pomočjo sredstva Combi-Box DUO se lahko na mehanične poškodbe pripravite enako kot na poškodbe s kemikalijami.

**Čas izpiranja:** pH Neutral pribl. 2 min  
Sterilna raztopina NaCl pribl. 2 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4862  
**Velikost:** 280 x 230 x 110 mm



### COMBI-BOX DUO MAXI PLUM

Stenska postaja iz polistirena, odporna na prah, s 500 ml sredstva za izpiranje oči pH Neutral DUO in 1000 ml sredstva za izpiranje oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna okolja z veliko prahu in tovarne kjer lahko pride do poškodbe obeh oči hkrati. S pomočjo sredstva Combi-Box DUO se lahko na mehanične poškodbe pripravite enako kot na poškodbe s kemikalijami.

**Čas izpiranja:** pH Neutral pribl. 2 min  
Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4810  
**Velikost:** 357 x 252 x 116 mm



### COMBI-BOX PLUM

Stenska postaja iz polistirena, odporna na prah, z 200 ml sredstva za izpiranje oči pH Neutral in 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Posebej primerna za delovna okolja z veliko prahu in tovarne kjer lahko pride do poškodbe obeh oči hkrati.

**Čas izpiranja:** pH Neutral pribl. 2 min  
Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4787  
**Velikost:** 280 x 230 x 110 mm  
**NAMESTITEV JE MOGOČA TUDI Z GRELNO ENOTO.**  
**Številka izdelka:** 4664



### POSTAJA ZA IZPIRANJE OČI S CURKOM pH NEUTRAL

Stenska postaja s 100 ml sredstva za izpiranje oči pH Neutral, ki hitro nevtralizira kisline in luge. Lahko se enostavno pritrdi na steno na delovnem mestu.

**Čas izpiranja:** pribl. 2 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4741  
**Velikost:** 300 x 160 x 95 mm



### COMBI-POSTAJA PLUM

Stenska postaja z 200 ml sredstva pH Neutral in 500 ml sredstva za izpiranje oči Plum. Predstavlja odlično izbiro za delovna mesta, kjer lahko pride tako do mehanskih poškodb oči kot tudi poškodb oči zaradi kemikalij.

**Čas izpiranja:** pH Neutral pribl. 2 min  
Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4773  
**Velikost:** 290 x 228 x 80 mm



### COMBI-POSTAJA DUO PLUM

Stenska postaja s 500 ml sredstva pH Neutral in 1000 ml sredstva za izpiranje oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna okolja, kjer obstaja nevarnost poškodb nastalih na mehanski način ali zaradi kemikalij, in kjer lahko istočasno pride do poškodb obeh oči.

**Čas izpiranja:** pH Neutral pribl. 2 min  
Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min  
**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 4803  
**Velikost:** 375 x 250 x 95 mm

# Quick

# FIX

## EDINSTVENI DOZIRNI SISTEM QUICKFIX

- Omogoča hiter in viden dostop do obližev in ampul za izpiranje oči.
- Obliž iz dozirnika je pripravljen za takojšnjo uporabo.
- Vsak obliž je pakiran posamično.
- Enostaven za uporabo, tudi z eno samo roko.
- Dozirnik lahko kadar koli ponovno napolnite.
- Takoj je vidno, če je dozirnik prazen.
- Manjše krvavitve se lahko ustavijo brez da bi se ostali obliži umazali.
- Mesto za dozirnik manjše velikosti lahko najdemo kjer koli.
- Dozirnik s polico: na njej lahko hranimo tudi druga pomembna sredstva.
- Dozirnik lahko zaklenemo s ključem.



### QUICKFIX - ELASTIČEN

Stenski dozirnik z 90 elastičnimi obliži.  
Obliži so izdelani iz posebnega materiala,  
ki ustreza koži – omogoča, da koža diha.



### QUICKFIX – VODOODPOREN

Stenski dozirnik z 90 voodopornimi obliži,  
izdelan posebej za vlažna poslovna okolja.  
Obliži so izdelani iz posebnega materiala, ki  
ustreza koži – omogoča, da koža diha.



### QUICKFIX – MIX

Stenski dozirniki s 45 elastičnimi in 45  
voodopornimi obliži. Dve vrsti obližev, ki se  
prilagajata spremembam poslovnega okolja.

Pakiranje: 1  
Številka izdelka: 5502  
Številka izdelka za polnjenje: 5512  
Velikost sistema  
za polnjenje: 135 x 230 x 32 mm  
Velikost obliža: 72 x 25 mm

Pakiranje: 1  
Številka izdelka: 5501  
Številka izdelka za polnjenje: 5511  
Velikost sistema  
za polnjenje: 135 x 230 x 32 mm  
Velikost obliža: 72 x 25 mm

Pakiranje: 1  
Številka izdelka: 5507  
Številka izdelka za polnjenje: 5512 & 5511  
Velikost sistema  
za polnjenje: 135 x 230 x 32 mm  
Velikost obliža: 72 x 25 mm



# QuickFix je hitra pomoč v primeru manjših, vsakdanjih poškodb

Stenski dozirnik vam lahko prihrani veliko časa.  
Samo nalepite obliž in že lahko nadaljujete z delom!

## HITRA IN HIGIENSKA POMOČ V PRIMERU MANJŠIH POŠKODB

Manjše nesreče na delovnem mestu se lahko zgodijo vsak dan. V primeru manjših poškodb je dovolj že en obliž. Izberite obliž, ki ustreza vašemu delovnemu mestu – ali njegovo ustrezno kombinacijo! Ponujamo rešitve za delavce v osnovnih ali vlažnih poslovnih okoljih, kot tudi za delavce v živilski industriji. Ne izgubljajte časa: vzemite obliž iz dozirnika, ga nalepite in že lahko nadaljujete z delom! QuickFix rešuje težavo hitro, higiensko in učinkovito.



Vzemite obliž iz dozirnika.  
Ta je takoj pripravljen za uporabo...



...in ga je mogoče nalepiti  
tudi z eno roko.

## IZBIRATE LAHKO MED 3 VRSTAMI IN 2 VELIKOSTMA

### ELASTIČNI OBLIŽI

Obliži, izdelani iz materiala, ki ustreza koži. Ustrezajo površini kože in premikanju roke.

### VODOODPORNNI OBLIŽI

Vodoodporni obliži za delavce v vlažnih delovnih okoljih.

### DETEKTABILNI OBLIŽI

Obliži z jeklenimi vlakni so izdelani posebej za živilsko industrijo. Zahvaljujoč živi barvi in vgrajenim jeklenim vlaknom ga je mogoče enostavno identificirati s pogledom in detektorjem kovin.

### QUICKFIX LONG

Posebej dolgi obliži. Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, da bo obliž ostal na mestu tudi med delom.



### QUICKFIX – DETEKTABILNI

Stenski dozirnik z 90 obliži z jeklenimi vlakni, ki se lahko identificirajo s pomočjo detektorja. Izdelani so posebej za živilsko industrijo. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži – na ta način omogočajo, da koža diha.



### QUICKFIX LONG - ELASTIČEN

Stenski dozirnik s 60 dolgimi, elastičnimi obliži, ki ustrezajo površini kože. Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, da bodo ostali na mestu tudi med delom. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži – na ta način omogočajo, da koža diha.



### QUICKFIX LONG – DETEKTABILNI

Stenski dozirnik s 60 modrimi obliži z jeklenimi vlakni, ki se lahko identificirajo s pomočjo detektorja. Izdelani so posebej za živilsko industrijo. Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, da bodo ostali na mestu tudi med delom. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži.

<b>Pakiranje:</b>	1
<b>Številka izdelka:</b>	5503
<b>Številka izdelka za polnjenje:</b>	5513
<b>Velikost dozirnega sistema:</b>	135 x 230 x 32 mm
<b>Velikost obliža:</b>	72 x 25 mm

<b>Pakiranje:</b>	1
<b>Številka izdelka:</b>	5528
<b>Številka izdelka za polnjenje:</b>	5508
<b>Velikost dozirnega sistema:</b>	135 x 230 x 32 mm
<b>Velikost obliža:</b>	120 x 20 mm

<b>Izvedba:</b>	1
<b>Številka izdelka:</b>	5529
<b>Številka izdelka za polnjenje:</b>	5509
<b>Velikost dozirnega sistema:</b>	135 x 230 x 32 mm
<b>Velikost obliža:</b>	120 x 20 mm



#### QUICKFIX & RINSE

Dozirni sistem, ki se lahko pritrdi na steno, s 5 ampulami za izpiranje oči, ki vsebujejo sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida ter s 45 elastičnimi obliži. Dozirni sistem nudi enostavno, hitro in higiensko pomoč v primeru manjših poškodb (draženje oči, manjše rane, ureznine).

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	4631
Številka izdelka za polnjenje:	5512 & 5160
Velikost dozirnega sistema:	190 x 230 x 32 mm
Velikost obliža:	72 x 25 mm



#### QUICKRINSE

Dozirni sistem, ki se lahko pritrdi na steno, z 10 ampulami za izpiranje oči, ki vsebujejo 20 ml sterilne 0,9 % raztopino natrijevega klorida ter 45 elastičnimi obliži. Dozirni sistem nudi enostavno, hitro in higiensko pomoč v primeru manjših poškodb oči, nastalih zaradi prahu, umazanje ali občutka suhih oči med delom.

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	4632
Številka izdelka za polnjenje:	5160
Velikost dozirnega sistema:	135 x 230 x 32 mm



## Ampula manjše velikosti za manjše poškodbe

QuickRinse je ekonomična rešitev v primeru manjših poškodb oči.

#### QUICKRINSE – ZA HITRA IZPIRANJA!

Naše oči so eden izmed najbolj občutljivih organov. Že začetni suhi občutek oči ali draženje sta lahko precej neprijetna, posebej med delom. Lahko celo povzročita bolečino ali občutljivost na svetlobo, kar preprečuje nadaljnje delo. QuickRinse pomaga obnoviti občutek ravnovesja.


Vsaka ampula vsebuje 20 ml raztopine za izpiranje oči, ki pomaga pri ublažitvi suhega občutka oči ali draženja, ki ga je povzročila manjša umazanija (npr. prah). Kombinacija sredstva QuickFix & Rinse omogoča, da so obliži in ampule za izpiranje oči ves čas pri roki.

# Vedno pri roki

## Praktične rešitve

– vzemite prvo pomoč vedno s seboj!

Naši obliži in ampule za izpiranje oči so dostopni tudi v praktični in prenosni različici. Imejte jih vedno pri roki: v škatli za orodje, v predalu vozila, v žepu plašča ali v osnovni škatli za prvo pomoč. Na ta način ste lahko vedno pripravljeni na manjše, nepričakovane poškodbe, ki se zgodijo takrat, ko jih najmanj pričakujemo.



### QUICKFIX MINI

Mali paket uporabne različice s 30 elastičnimi obliži. Preprosto ga vzemite s seboj tja, kjer bi lahko potrebovali obliž. Vsak obliž je pakiran posamično in pripravljen za takojšnjo uporabo. Obliži so narejeni iz materiala, ki ustreza koži in njeni površini ter ji omogoča, da ta prosto diha.

**Pakiranje:** 30 x 30  
**Številka izdelka:** 5504  
**Velikost obliža:** 72 x 25 mm



### QUICKRINSE MINI

Paket uporabne različice s 4 ampulami za izpiranje oči, pri čemer vsaka ampula vsebuje 20 ml sterilne 0,9 % raztopine natrijevega klorida. S pomočjo ampul lahko ublažite suhi občutek ali draženje, ki sta nastala zaradi prahu ali umazanije. Ampule so enostavne za odpiranje in pripravljene za takojšnjo uporabo. Zahvaljujoč majhni embalaži, ampule QuickRinse Mini lahko vzamete kamor koli.

**Pakiranje:** 5 x 4  
**Številka izdelka:** 4619



### TORBICA ZA OKOLI PASU ZA 200 ML PLASTENKO

Praktični dodatek delovni obleki. Se enostavno odpre in omogoča, da je prva pomoč vedno pri roki. V njej lahko varno in higienski hranite katero koli 200 ml sredstvo za izpiranje oči.

**Pakiranje:** 10  
**Številka izdelka:** 4692



# QuickSafe – hitra in enostavna takojšnja prva pomoč

Lahko ste mirni:  
vse bo vedno pri roki,  
kadar bo potrebno.


## OSEBNO PRILAGOJENE POSTAJE ZA PRVO POMOČ

Napolnite svojo postajo za prvo pomoč z izdelki, ki ustrezajo potrebam vašega delovnega mesta! Sredstvo za izpiranje oči, za izpiranje umazanije. pH Neutral, za nevtraliziranje kislin in lugov. Obliž, ki ustreza poslovnemu okolju. Gel za opekline, ki pomaga v primeru lažjih, manj resnih opeklin. Sredstvo za izpiranje oči za suhe, razdražene oči. Krpice za čiščenje ran, za manjše poškodbe. Kompresse za hitro nudenje prve pomoči v primeru resnih poškodb. Vse to za prozornim steklom, da lahko takoj vidite kje se nahaja izdelek, ki ga trenutno potrebujete.

## ” NAJPOMEMBNEJŠA SREDSTVA MORAJO BITI VEDNO PRED OČMI

Podjetje Spaencom A/S se ukvarja s proizvodnjo betonskih elementov. Podjetje je izbralo izdelek QuickSafe znamke Plum, da bi za svojih 500 zaposlenih omogočilo varno poslovno okolje. »Izbrali smo izdelek QuickSafe znamke Plum, da bi lahko postaje za prvo pomoč prilagodili potrebam posameznih poslovnih področij. Npr. na področjih, kjer se betonski elementi spirajo s kislinami, na postaje namestimo sredstva za izpiranje oči pH Neutral in raztopino natrijevega klorida. Postaja QuickSafe vedno vsebuje najpomembnejše elemente in jo lahko namestimo v neposredno bližino opravljanja dela. Na ta način je pomoč v primeru nesreče vedno pri roki.« Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





## QuickSafe® Empty

### IZBIRA JE VAŠA!

Če želite izbrati vsebino postaje za prvo pomoč glede na lastne potrebe in s popolno svobodo, je to vsekakor mogoče!



### IZBERITE POSTAJO QUICKSAFE EMPTY IN JO NAPOLNITE Z USTREZNIMI IZDELKI!

Če nobena izmed naših štirih postaj QuickSafe ne ustreza potrebam vašega delovnega mesta, lahko postajo za prvo pomoč 100 % prilagodite vašim delovnim mestom. Več o tem bomo povedali na naslednjih straneh. Preprosto izberite prazno postajo, ki se lahko pritrdi na steno in poiščite naše izdelke za prvo pomoč, ki ustrezajo vašim potrebam.

**Pakiranje:** 1  
**Številka izdelka:** 5173  
**Velikost:** 430 x 253 x 92 mm

# Pomoč je pri roki

Enostavna dostopnost povečuje varnost.

S pomočjo postaj QuickSafe lahko najpomembnejše izdelke za prvo pomoč shranite na eno mesto in jih namestite v bližino kraja opravljanja dela – tja, kjer bodo izdelki najbolj potrebni. Postaja sama na steni ne zavzema prostora večjega kot je papir velikosti A3, zaradi česar jo lahko namestite kjer koli.

Zahvaljujoč prozorni sprednji strani, je vsebina postaje vedno pregledna. Videli boste kdaj je potrebno dopolniti določen izdelek, medtem ko plastika izdelke istočasno ščiti pred prahom in drugo umazanijo. Higijenska in elegantna rešitev.



**ZA NAJSODOBNEJŠE REŠITVE PRVE POMOČI ODČITAJTE KODO QR ALI OBIŠČITE SPLETNO STRAN PLUM-QUICKSAFE.HU**





## QuickSafe® BASIC

### POPOLN ZAČETEK

QuickSafe Basic ponuja popolno svobodo: Sami lahko izberete kateri izdelki se bodo nahajali na vaših policah.



### IMATE POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAJO PRVE POMOČI?

Osnova celotnega sistema QuickSafe je sredstvo za izpiranje oči Plum. QuickSafe Basic poleg sredstva za izpiranje oči, vsebuje tudi sredstvo pH Neutral, ampule za izpiranje oči in obliže. Glede ostalega odločate Vi. Prvo polico postaje lahko napolnite z izdelki, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja.

VSEBINA:	Številka izdelka:
2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml ampule QuickRinse	5160
1 x elastični obliž za polnjenje QuickFix, 45 obližev	5512

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	5170
Velikost:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® COMPLETE

### POPOLNA REŠITEV

Sredstvo za izpiranje oči, skupaj z ampulami za izpiranje oči pH Neutral; kompresijski komplet; krpice za čiščenje ran; obliži in gel za opekline v primeru manjših opeklin.



### ŠIROKA PALETA IZDELKOV

QuickSafe Complete zagotavlja veliko izbiro rešitev za prvo pomoč. Najdete lahko rešitev za najbolj kritična stanja, kot tudi za najmanjše, vsakdanje poškodbe.

VSEBINA:	Številka izdelka
18 x hladilni gel za opekline QuickCool	5150
1 x kompresijski komplet QuickStop	5152
20 x krpice za čiščenje ran QuickClean	5151
2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml ampule QuickRinse	5160
1 x elastični obliž za polnjenje QuickFix, 45 obližev	5512

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	5174
Velikost:	430 x 253 x 92 mm





## QuickSafe® FOOD INDUSTRY

### REŠITVE ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

To postajo smo napolnili z izdelki, ki so bistvenega pomena v živilski industriji.



### HITRA IN VARNA REŠITEV, VGRAJENA JEKLENA VLAKNA

Naša postaja za prvo pomoč, sestavljena za živilsko industrijo, menze in restavracije, med ostalim vsebuje tudi obliže z jeklenimi vlakni, krpice za čiščenje ran, gel za opekline in komprese.

VSEBINA:	Številka izdelka:
18 x hladilni gel za opekline QuickCool	5150
1 x kompresijski komplet QuickStop	5152
20 x krpice za čiščenje ran QuickClean	5151
2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x detektabilni obliži QuickFix 45 kosov	5513
1 x detektabilni obliži QuickFix, dolgi obliž, 30 kosov	5509

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	5175
Velikost:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

### REŠITVE ZA KEMIČNO INDUSTRIJO

Poškodbe, ki jih povzročijo kisline in lugi, imajo lahko resne, celo smrtno nevarne posledice, v kolikor pravočasno ne poskrbimo za ustrezno prvo pomoč.



### KO JE REŠITEV VPRAŠANJE SEKUND

V kolikor lahko na vašem delovnem mestu pride do poškodb zaradi kemikalij, je dostop do učinkovitih sredstev za izpiranje oči bistvenega pomena. Postaja za prvo pomoč, izdelana za kemično industrijo, med drugim vsebuje tudi sredstvo za izpiranje oči pH Neutral DUO, s pomočjo katerega je možno izpiranje obeh oči hkrati.

VSEBINA:	Številka izdelka:
1 x 500 ml sredstva za izpiranje oči DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml ampule QuickRinse	5160
1 x elastični obliž QuickFix, 45 kosov	5512

Pakiranje:	1
Številka izdelka:	5171
Velikost:	430 x 253 x 92 mm



### QUICKSTOP

Kompresijski komplet za učinkovito zagotavljanje prve pomoči, v primeru manjših poškodb ali močnejših krvavitev. Sterilne komprese so elastične, izdelane iz materiala, ki ustreza koži in se ne lepi na njo ter ji omogoča dihanje.

#### VSEBINA:

1 x kompresa,  
17 x 17 cm  
2 x kompresa,  
12 x 7,5 cm

**Pakiranje:** 6 x 3  
**Številka izdelka:** 5152



### KRPICE ZA ČIŠČENJE RAN QUICKCLEAN

40 krpic za čiščenje ran v škatli, za manjše rane, ureznine, opekline. Vsaka krpica je pakirana posamično in prepojena s sterilno vodo. Primerne so za polnjenje postaj za prvo pomoč in dozirnikov s stenskim ročajem.

**Pakiranje:** 13 x 20  
**Številka izdelka:** 5551



### QUICKCLEAN

Krpice za čiščenje ran v škatli, za manjše rane, ureznine, praske. Vsaka krpica je pakirana posamično in prepojena s sterilno vodo. Uporabljajo se lahko posamično ali za polnjenje postaje za prvo pomoč QuickSafe. Škatla vsebuje 20 robčkov.

**Pakiranje:** 6 x 20  
**Številka izdelka:** 5151



### QUICKCOOL

Gel za nujno pomoč v primeru lažjih opeklin. Hladi in lajša bolečine. Vsebuje olje čajevca. Lahko se uporablja posamično ali za polnjenje postaje za prvo pomoč QuickSafe. Škatla vsebuje 18 kosov.

**Pakiranje:** 6 x 18  
**Številka izdelka:** 5150

# Ne pozabite na polnjenje

Pri naslednjih izdelkih je možno polnjenje zaloge za prvo pomoč.

Katero koli postajo za prvo pomoč ali dozirnik obližev QuickFix lahko dopolnite z naslednjimi izdelki iz naše ponudbe. Že obstoječi postaji za prvo pomoč lahko dodate tudi nove izdelke. Vsaka postaja se lahko prilagodljivo nastavi, zaradi česar vam lahko ponudimo rešitve, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja.



## QUICKFIX VODOODPOREN – ZA POLNJENJE

45 voodopornih obližev, izdelanih posebej za vlažna delovna mesta. Obliži so izdelani iz posebnega materiala, ki ustreza koži – na ta način omogoča, da koža diha.

**Pakiranje:** 6 x 45  
**Številka izdelka:** 5511  
**Velikost obliža:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX ELASTIČEN – ZA POLNJENJE

45 elastičnih obližev, ki ustrezajo površini kože in premikanju roke. Obliži so izdelani iz posebnega materiala, ki ustreza koži – omogoča, da koža diha.

**Pakiranje:** 6 x 45  
**Številka izdelka:** 5512  
**Velikost obliža:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX DETEKTABILNI – ZA POLNJENJE

45 modrih obližev z jeklenimi vlakni, ki se lahko identificirajo s pomočjo detektorja. Razviti so posebej za živilsko industrijo. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži – koža lahko tako diha.

**Pakiranje:** 6 x 45  
**Številka izdelka:** 5513  
**Velikost obliža:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX LONG ELASTIČEN – ZA POLNJENJE

30 dolgih, elastičnih obližev, ki ustrezajo površini kože. Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, da bo obliž ostal na mestu tudi med delom. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži – koža lahko tako diha.

**Pakiranje:** 6 x 30  
**Številka izdelka:** 5508  
**Velikost obliža:** 120 x 20 mm



## QUICKFIX LONG DETEKTABILNI – ZA POLNJENJE

30 dolgih obližev z jeklenimi vlakni, ki se lahko identificirajo s pomočjo detektorja. Razviti so posebej za živilsko industrijo. Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, da bo obliž ostal na mestu tudi med delom. Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza koži.

**Pakiranje:** 6 x 30  
**Številka izdelka:** 5509  
**Velikost obliža:** 120 x 20 mm



## QUICKRINSE ZA POLNJENJE

5 ampul za izpiranje oči, ki vsebujejo 20 ml sterilne 0,9 % raztopine natrijevega klorida. Primerne za polnjenje postaj QuickSafe, QuickFix & Rinse ter QuickRinse.

**Pakiranje:** 4 x 5  
**Številka izdelka:** 5160



Plum Magyarország Kft. (d.o.o.)  
8200 Veszprem,  
Erdesz utca 4.

Tel./Faks: +36 88 326006  
E-mail: [info@plum.hu](mailto:info@plum.hu)

Zastopnik za Slovenijo:

SLOTEH, Branko Gabrič s.p.  
Zagrebska cesta 20  
2000 Maribor

Tel.: +386 (0)2 461 44 60  
E-mail: [info@sloteh.si](mailto:info@sloteh.si)

**plum**