

# Sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju


Aerosol s 0,9%-tnom sterilnom otopinom natrijevog klorida.

Brza i učinkovita prva pomoć za svega nekoliko sekundi - za kožu i oči!

Novi Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju omogućava pružanje neposredne i učinkovite prve pomoći u slučaju manjih nezgoda (na primjer manjih ogrebotina, posjekotina ili u slučaju ulaska prašine ili prljavštine u oko). Pomaže minimalizirati rizik od daljnje infekcije ili oštećenja.

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju je prenosiv i jednostavan za uporabu. Sadrži sterilnu otopinu natrijevog klorida. Primjena spreja je bezbolna i omogućuje ravnomjerno ispiranje pod bilo kojim kutom. 0,9%-tna sterilna otopina natrijevog klorida je dovoljno jaka da očisti rane od stranih tvari i prljavština, a istovremeno je i dovoljno nježna, zbog čega je pogodna i za ispiranje očiju. Preporučujemo ga za uporabu u industrijskom sektoru, u proizvodnim linijama, u laboratorijima, prijevoznicima opasnih tvari, policijskim službenicima te u zaštiti i spašavanju od katastrofa.

Nježni, ali učinkoviti sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju




## PREDNOSTI PROIZVODA:

- Jednostavno i brzo korištenje čak i s jednom rukom.
- Sigurno, precizno i učinkovito ispiranje - sa zaštitom od prašine koja štiti mlaznicu od prljavština
- Jednostavan za prenošenje, nezapaljivi aerosol
- Sadržaj proizvoda se može 100-procentno upotrijebiti
- Ekološki prihvatljiv; može se u potpunosti reciklirati
- Hipoalergenski
- Sterilno rješenje - bez konzervansa!
- U neatvorenom stanju zadržava kvalitetu 3 godine. Rok valjanosti proizvoda otisnut je na dnu kutije.

## PLUM SPREJ ZA ČIŠĆENJE RANA I ISPIRANJE OČIJU, 250 ML, SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE

- Trajanje ispiranja:  $\geq 15$  minuta
- Veličina: 240 x  $\varnothing$  52 mm
- Pakiranje: 12 x 250 ml
- Broj artikla: 4554
- Pakiranje: 24 x 250 ml
- Broj artikla: 45540

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju raspolaže CE-certifikatom prema sustavu klasifikacije direktive o medicinskim sredstvima.



## UPUTE ZA UPORABU:

- Sprej se može koristiti dok se ne isprazni; tekućina ostaje sterilna do posljednje kapil!
- Proizvod - ako prethodno nije bio korišten – omogućuje kontinuirano ispiranje čak i do 15 minuta.
- Prije uporabe očistite mlaznicu: prskajte kratko u zrak!
- Sprej treba koristiti s udaljenosti od oko 10 cm od oštećenog područja (oko, koža).
- Pritisnite mlaznicu i prskajte tekućinu ravnomjerno u oko ili na ranu.
- Mlaznica ne smije izravno dodirnuti ranu ili oko!
- Nemojte koristiti proizvod ako je mlaznica začepljena!