

# Sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju


Aerosol sa 0,9%-tnom sterilnim rastvorom natrijum hlorida.

Brza i efikasna prva pomoć za svega nekoliko sekundi - za kožu i oči!

Novi Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju omogućava pružanje neposredne i efikasne prve pomoći u slučaju manjih povreda (na primer manjih ogrebotina, posekotina ili u slučaju ulaska prašine ili prljavštine u oko). Pomaže u smanjenju rizika od dalje infekcije ili oštećenja.

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju je prenosiv i jednostavan za korišćenje. Sadrži sterilan fiziološki rastvor. Primena spreja je bezbolna i omogućava ravnomerno ispiranje pod bilo kojim uglom. 0,9%-tni sterilni rastvor natrijum hlorida je dovoljno jak da očisti rane od stranih supstanci i prljavštine, a istovremeno je i dovoljno nežan - zbog čega je pogodan i za ispiranje očiju. Preporučujemo ga za upotrebu u industrijskom sektoru, proizvodnim linijama, laboratorijama, prevoznicima opasnih materija kao i policijskim službenicima i zaposlenicima u zaštiti i spašavanju od katastrofa.

Sprej za nežno, ali efikasno čišćenje rana i ispiranje očiju




## PREDNOSTI PROIZVODA:

- Jednostavna i brza upotreba čak i sa jednom rukom
- Sigurno, precizno i efikasno ispiranje - sa zaštitom od prašine koja štiti mlaznicu od prljavština
- Jednostavan za prenošenje, nezapaljivi aerosol
- Sadržaj proizvoda se može 100-procentno upotrebiti
- Ekološki prihvatljiv i može se u potpunosti reciklirati
- Hipoalergenski
- Sterilni rastvor - bez konzervansa!
- U neotvorenom stanju zadržava kvalitet 3 godine. Rok upotrebe proizvoda odštampan je na dnu kutije.

## PLUM SPREJ ZA ČIŠĆENJE RANA I ISPIRANJE OČIJU, 250 ML, SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE

- Trajanje ispiranja:  $\geq 15$  minuta
- Veličina: 240 x  $\varnothing$  52 mm
- Pakovanje: 12 x 250 ml
- Broj artikla: 4554
- Pakovanje: 24 x 250 ml
- Broj artikla: 45540

Plum sprej za čišćenje rana i ispiranje očiju raspolaže CE-sertifikatom prema sistemu klasifikacije direktive o medicinskim sredstvima.



## UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

- Sprej se može koristiti dok se ne isprazni; tečnost ostaje sterilna do poslednje kapi!
- Proizvod - ako prethodno nije bio korišten - omogućava neprekidno ispiranje čak i do 15 minuta.
- Pre upotrebe očistite mlaznicu: prskajte kratko u vazduh!
- Sprej treba koristiti sa udaljenosti od oko 10 cm od oštećenog područja (oko, koža).
- Pritisnite mlaznicu i prskajte tečnost ravnomerno u oko ili na ranu.
- Mlaznica ne sme direktno dodirnuti ranu ili oko!
- Nemojte koristiti proizvod ako je mlaznica začepljena!